



00-8030 15 mL  
Histomount Mounting Solution  
Lot No.

00-8030 15 mL  
Histomount Mounting Solution  
Lot No.

### Histomount

### Histomount

#### INTRODUCTION

This product is an organic based mounting medium for immunohistochemical procedures. Organic insoluble chromogens such as DAB and BCIP/NBT are best preserved in this mounting medium.

#### REAGENT PREPARATION

This reagent is ready-to-use.

#### STORAGE

Store at room temperature away from flame.

#### RECOMMENDED GUIDELINES FOR USE

1. After immunostaining, dehydrate tissue sections in a graded series of alcohol and clear in xylene.
2. Cover tissue section with a few (2-4) drops of this mounting medium and put cover slip on.
3. Cap immediately after use.

Authorized Representative for IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

#### INTRODUCTION

This product is an organic based mounting medium for immunohistochemical procedures. Organic insoluble chromogens such as DAB and BCIP/NBT are best preserved in this mounting medium.

#### REAGENT PREPARATION

This reagent is ready-to-use.

#### STORAGE

Store at room temperature away from flame.

#### RECOMMENDED GUIDELINES FOR USE

1. After immunostaining, dehydrate tissue sections in a graded series of alcohol and clear in xylene.
2. Cover tissue section with a few (2-4) drops of this mounting medium and put cover slip on.
3. Cap immediately after use.

Authorized Representative for IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-8030 15 ml  
Histomount  
Solución de montaje

### Histomount

#### INTRODUCCIÓN

Este producto es un medio de montaje orgánico para protocolos inmunológicos. Los cromógenos orgánicos insolubles, como el DAB y BCIP-NBT se conservan mejor en este medio de montaje.

#### PREPARACIÓN DE REACTIVOS

Este reactivo está listo para su uso.

#### ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente lejos del fuego.

#### DIRECTRICES DE USO RECOMENDADAS

1. Después de la inmunotinción, deshidratar los cortes de tejido en una serie gradual de alcohol y limpiar con xileno.
2. Cubrir el corte del tejido teñido con unas pocas gotas (de 2 a 4) de este medio de montaje y colocar el cubreobjetos. Evitar que queden burbujas debajo del cubreobjetos.
3. Cerrar inmediatamente después de su uso.

#### SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ESTE PRODUCTO, DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL.

Representante autorizado de IVDD 98/79/EC:   Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-8030 15 ml  
Histomount  
Solution de Monture

### Histomount

#### INTRODUCTION

Ce produit est un médium de monture de base organique pour des procédures immuno-histochimiques. Les chromogènes organiques insolubles comme les DAB et BCIP/NBT ont une meilleure préservation dans ce médium de monture.

#### PREPARATION DES REACTIFS

Ce réactif est prêt à l'utilisation.

#### STOCKAGE

Stocker à température ambiante loin d'une flamme.

#### DIRECTIVES D'UTILISATION RECOMMANDEES

1. Après l'immuno-coloration, déshydrater les sections de tissu en série graduée d'alcool et clarifier dans du xylène.
2. Couvrir la section de tissu coloré avec quelques gouttes (2-4) du médium de monture et couvrir. Eviter de piéger des bulles sous le couvercle.
3. Recouvrir immédiatement après utilisation.

#### SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.

Représentant Autorisé pour IVDD 98/79/EC:   Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-8030 15 ml  
Histomount  
Soluzione montante

### Histomount

#### INTRODUZIONE

Si tratta di un mezzo montante a base organica per procedure immunoistochimiche. Cromogeni insolubili di origine organica come il DAB e BCIP/NBT si conservano meglio in questo mezzo montante.

#### PREPARAZIONE DEL REAGENTE

Questo reagente è pronto all'uso.

#### CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente al riparo da fonti di calore

#### RACCOMANDAZIONI PER L'USO

1. Dopo immunocolorazione, deidratare le sezioni di tessuto in una scala crescente di alcool e chiarificare in xilene.
2. Coprire le sezioni di tessuto con alcune gocce (2-4) di questo mezzo montante e aggiungere il coverslip. Evitare che rimangano bolle sotto il coverslip.
3. Dopo l'uso mettere immediatamente il coperchio.

**PER DOMANDE INERENTI IL PRODOTTO SIETE PREGATI DI CONTATTARE IL  
DISTRIBUTORE A VOI PIÙ VICINO.**

Rappresentante Autorizzato per IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-8030 15 ml  
Histomount  
Präparierungs Lösung

### Histomount

#### EINFÜHRUNG

Dieses Produkt ist ein organisch basiertes Präparierungsmittel für immunohistochemische Verfahren. Organisch unlösliche Chromogene wie DAB und BCIP/NBT werden am besten in diesem Präparierungsmittel konserviert.

#### REAGENS VORBEREITUNG

Dieses Reagens ist gebrauchsfertig.

#### LAGERUNG

Lagern Sie bei Zimmertemperatur entfernt von Feuer.

#### EMPFOHLENE BENUTZUNGSRICHTLINIEN

1. Nach dem Immunofärben, dehydrieren Sie die Gewebesektionen in einer abgestuften Reihe mit Alkohol und klären Sie in xylene.
2. Beträufeln Sie die Gewebesektion mit ein paar (2-4) Tropfen dieses Präparierungsmittels und setzen Sie das Deckglas auf. Vermeiden Sie einschliessende Blasen unter dem Deckglas.
3. Verschiessen Sie sofort nach dem Gebrauch.

**SOLLTEN SIE IRGENDWELCHE FRAGEN ÜBER DIESES PRODUKTE HABEN,  
MELDEN SIE SICH BITTE BEI IHREM ÖRTLICHEN VERTEILER.**

Bevollmächtigter Repräsentant für IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

For In Vitro Diagnostic Use. CAUTION: Not for human or animal therapeutic use.

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)  
Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288  
E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI008030

(Rev 06/09) DCC-09-0748

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.