






PRODUCT INFORMATION & MANUAL

Human sCD44std Platinum ELISA

Enzyme-linked Immunosorbent Assay for
quantitative detection of human sCD44std.

  
*For in-vitro diagnostic
use. Not for therapeutic
procedures.*

 *BMS209/2CE*
BMS209/2TEN

 *96 TESTS*



*Human sCD44std
Platinum ELISA*

North America

Technical Support:

Research Products:
888.810.6168
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Clinical Products:
877.726.8559
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Customer Service:

888.999.1371
858.642.2058
info@eBioscience.com

Fax:

858.642.2046

Europe/International*

Technical Support:

+43 1 796 40 40-120
tech@eBioscience.com

Customer Service:

+43 1 796 40 40-304
info@eBioscience.com

Fax:

+43 1 796 40 40-400



Bender MedSystems GmbH
Campus Vienna Biocenter 2
1030 Vienna, Austria
www.eBioscience.com

* Customers outside North America and Europe
may contact their eBioscience distributor listed on
our website at www.eBioscience.com/distributors.

TABLE OF CONTENTS

1.	Intended Use	4
2.	Summary	4
3.	Principles of the Test	4
4.	Reagents Provided	8
5.	Storage Instructions – ELISA Kit	10
6.	Specimen Collection and Storage Instructions	10
7.	Materials Required But Not Provided	11
8.	Precautions for Use	12
9.	Preparation of Reagents	14
10.	Test Protocol	18
11.	Calculation of Results	23
12.	Limitations	26
13.	Performance Characteristics	27
14.	Ordering Information	32
15.	Reagent Preparation Summary	32
16.	Test Protocol Summary	34
PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)		35
1.	Mitgelieferte Reagenzien	35
2.	Lagerhinweise	37
3.	Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch	38
4.	Vorbereitung der Reagenzien	40
5.	Testprotokoll	44
INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)		49
1.	Reactivos Suministrados	49
2.	Instrucciones de Conservación	51
3.	Precauciones de uso	51
4.	Preparación de los Reactivos	53
5.	Protocolo de Ensayo	58

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)	62
1. Réactifs Fournis	62
2. Instruction de Stockage	64
3. Préventions de Sécurité pour l'Usage	65
4. Préparation des Réactifs	67
5. Protocole de Test	71
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)	76
1. Reagenti Forniti	76
2. Istruzioni di Conservazione	78
3. Precauzioni per l'Uso	79
4. Preparazione dei Reagenti	81
5. Procedura del Test	86

1. Intended Use

The human sCD44std ELISA is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of human sCD44std. **The human sCD44std ELISA is for in vitro diagnostic use. Not for use in therapeutic procedures.**

2. Summary

CD44 (Pgp-1; Ly-24; ECMR III; F10-44-2; H-CAM; HUTCH-I; In(Lu)-related p80; Hermes antigen; hyaluronan receptor) is a polymorphic glycoprotein with apparent molecular weights ranging from 85 kDa to 250 kDa. This cell membrane associated molecule has a cytoplasmic tail (mediates the interaction with the cytoskeleton), a short hydrophobic transmembrane region and an NH₂-terminal extracellular (binds to hyaluronate) domain.


CD44 isoforms participate in a wide variety of cell-cell or cell-matrix interactions including lymphocyte homing, establishment of B and T cell immune responses, tumor metastases formation and inflammation.

Three isoform categories of the CD44 molecule have been identified:

- 1) an 80-90 kDa isoform, the so-called standard form named CD44std, which is widely distributed on several hematopoietic and nonhematopoietic cells including all subsets of leukocytes, monocytes, erythrocytes, many types of epithelium, mesenchymal elements like fibroblasts, smooth muscle cells and glial cells of the central nervous system,
- 2) a medium size category of 110-160 kDa which is weakly expressed on epithelial cells and highly expressed in some carcinomas and
- 3) a category which includes very large isoforms of 250 kDa covalently modified by the addition of chondroitin sulfate.

These bigger isoforms of CD44 arise by alternative splicing of one or more "variant" exons (v2-v10) into the extracellular part of the 90kDa constant form molecule. Compared to the standard CD44, all larger isoforms are expressed in a much more restricted fashion, only in a few normal tissues or on the surface of certain tumor cells. Some splice variants of CD44 play important and distinct roles in tumor metastasis.

The sCD44std ELISA detects all circulating CD44 isoforms comprising the standard protein sequences (black area).



CD44 protein: - standard protein sequences (black area)
 - variant exons (open boxes numbered v2 - v10)

Determination of sCD44std will provide more detailed insight into different pathological modifications during cancer and other diseases.

- **brain tumors:** CD44 is strongly expressed in high-grade gliomas and weakly expressed in meningiomas, medulloblastomas and normal brain.
- **colorectal carcinomas:** in human colorectal neoplasia CD44 variant proteins are found on all invasive carcinomas and during carcinoma metastasis. Variants are already expressed at a relatively early stage of colorectal carcinogenesis and tumor progression.
- **gastric cancer:** tumors from patients suffering from stomach adenocarcinomas express CD44 variants. Adenocarcinomas of the intestinal type are strongly positive for exon v5 and v6, whereas diffuse type adenocarcinomas predominantly express exon v5.
- **lung, breast cancer:** in malignant tissues there is gross overproduction of alternatively-spliced large molecular variants in all samples, whereas in the control samples only the standard product was routinely detected with occasional minimal quantities of one or two small variants.
- **lymphoma:** in gastrointestinal lymphoma overexpression of CD44 has been correlated with poor survival and more disseminated disease.

Overexpression of CD44 is also found in several aggressive, but not low-grade, non-Hodgkin's lymphomas as well as in Hodgkin's and nodal diffuse lymphomas.


- **tonsil, skin cancer:** variant CD44 isoform expression can be demonstrated in the plasma membrane of squamous cells of skin and tonsil epithelial and is greatly diminished in malignant squamous epithelial tumors.
- **HIV:** CD44 is almost completely depleted from the surface of HIV-infected cells.
- **inflammatory joint diseases:** CD44 expression was decreased in synovial fluid neutrophils from most patients.

For literature update refer to www.eBioscience.com

3. Principles of the Test

An anti-human sCD44std coating antibody is adsorbed onto microwells.


Figure 1



Human sCD44std present in the sample or standard binds to antibodies adsorbed to the microwells and the HRP-conjugated anti-human sCD44std antibody is added and binds to human sCD44std captured by the first antibody.

Figure 2


First Incubation



Following incubation unbound HRP-conjugated anti-human sCD44std is removed during a wash step, and substrate solution reactive with HRP is added to the wells.


Figure 3

Second Incubation



A coloured product is formed in proportion to the amount of human sCD44std present in the sample or standard. The reaction is terminated by addition of acid and absorbance is measured at 450 nm. A standard curve is prepared from 6 human sCD44std standard dilutions and human sCD44std concentration determined.

Figure 4



4. Reagents Provided

4.1 Reagents for human sCD44std ELISA BMS209/2CE (96 tests)

- 1 aluminium pouch with a **Microwell Plate coated** with monoclonal antibody to human sCD44std
- 2 vials (10 µl) **HRP-Conjugate** anti-human sCD44std monoclonal antibody
- 2 vials (230 µl) human sCD44std **Standard**, 8 ng/ml
- 1 vial **Control high**, lyophilized
- 1 vial **Control low**, lyophilized
- 1 bottle (60 ml) **Sample Diluent**
- 1 vial (5 ml) **Assay Buffer Concentrate 20x**
(PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
- 1 bottle (50 ml) **Wash Buffer Concentrate 20x**
(PBS with 1% Tween 20)
- 1 vial (15 ml) **Substrate Solution** (tetramethyl-benzidine)
- 1 vial (15 ml) **Stop Solution** (1M Phosphoric acid)
- 1 vial (0.4 ml) **Blue-Dye**
- 1 vial (0.4 ml) **Green-Dye**
- 2 **Adhesive Films**

4.2 Reagents for human sCD44std ELISA BMS209/2TENICE (10x96 tests)

- 10 aluminium pouches with a **Microwell Plate coated** with monoclonal antibody to human sCD44std
- 10 vials (10 µl) **HRP-Conjugate** anti-human sCD44std monoclonal antibody
- 10 vials (230 µl) human sCD44std **Standard**, 8 ng/ml
- 10 vials **Control high**, lyophilized
- 10 vials **Control low**, lyophilized
- 10 bottles (60 ml) **Sample Diluent**
- 2 vials (5 ml) **Assay Buffer Concentrate 20x**
(PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
- 3 bottles (50 ml) **Wash Buffer Concentrate 20x**
(PBS with 1% Tween 20)
- 10 vials (15 ml) **Substrate Solution** (tetramethyl-benzidine)
- 10 vials (15 ml) **Stop Solution** (1M Phosphoric acid)
- 6 vials (0.4 ml) **Blue-Dye**
- 6 vials (0.4 ml) **Green-Dye**
- 10 **Adhesive Films**

5. Storage Instructions – ELISA Kit

Store kit reagents between 2° and 8°C except controls. Store lyophilized controls at -20°C. Immediately after use remaining reagents should be returned to cold storage (2° to 8°C), or to -20°C, respectively. Expiry of the kit and reagents is stated on labels.

Expiry of the kit components can only be guaranteed if the components are stored properly, and if, in case of repeated use of one component, this reagent is not contaminated by the first handling.

6. Specimen Collection and Storage Instructions

Cell culture supernatant, serum, plasma (EDTA, citrate, heparin), amniotic fluid and urine were tested with this assay. Other biological samples might be suitable for use in the assay. Remove serum or plasma from the clot or cells as soon as possible after clotting and separation.

Samples containing a visible precipitate must be clarified prior to use in the assay. Do not use grossly hemolyzed or lipemic specimens.

Samples should be aliquoted and must be stored frozen at -20°C to avoid loss of bioactive human sCD44std. If samples are to be run within 24 hours, they may be stored at 2° to 8°C (for sample stability refer to 13.5).

Avoid repeated freeze-thaw cycles. Prior to assay, the frozen sample should be brought to room temperature slowly and mixed gently.

7. Materials Required But Not Provided

- 5 ml and 10 ml graduated pipettes
- 5 μ l to 1000 μ l adjustable single channel micropipettes with disposable tips
- 50 μ l to 300 μ l adjustable multichannel micropipette with disposable tips
- Multichannel micropipette reservoir
- Beakers, flasks, cylinders necessary for preparation of reagents
- Device for delivery of wash solution (multichannel wash bottle or automatic wash system)
- Microwell strip reader capable of reading at 450 nm (620 nm as optional reference wave length)
- Glass-distilled or deionized water
- Statistical calculator with program to perform regression analysis

8. Precautions for Use

- All reagents should be considered as potentially hazardous. We therefore recommend that this product is handled only by those persons who have been trained in laboratory techniques and that it is used in accordance with the principles of good laboratory practice. Wear suitable protective clothing such as laboratory overalls, safety glasses and gloves. Care should be taken to avoid contact with skin or eyes. In the case of contact with skin or eyes wash immediately with water. See material safety data sheet(s) and/or safety statement(s) for specific advice.
- Reagents are intended for in vitro diagnostic use and are not for use in therapeutic procedures.
- Do not mix or substitute reagents with those from other lots or other sources.
- Do not use kit reagents beyond expiration date on label.
- Do not expose kit reagents to strong light during storage or incubation.
- Do not pipette by mouth.
- Do not eat or smoke in areas where kit reagents or samples are handled.
- Avoid contact of skin or mucous membranes with kit reagents or specimens.
- Rubber or disposable latex gloves should be worn while handling kit reagents or specimens.
- Avoid contact of substrate solution with oxidizing agents and metal.
- Avoid splashing or generation of aerosols.
- In order to avoid microbial contamination or cross-contamination of reagents or specimens which may invalidate the test use disposable pipette tips and/or pipettes.
- Use clean, dedicated reagent trays for dispensing the conjugate and substrate reagent.

- Exposure to acid inactivates the conjugate.
- Glass-distilled water or deionized water must be used for reagent preparation.
- Substrate solution must be at room temperature prior to use.
- Decontaminate and dispose specimens and all potentially contaminated materials as they could contain infectious agents. The preferred method of decontamination is autoclaving for a minimum of 1 hour at 121.5°C.
- Liquid wastes not containing acid and neutralized waste may be mixed with sodium hypochlorite in volumes such that the final mixture contains 1.0% sodium hypochlorite. Allow 30 minutes for effective decontamination. Liquid waste containing acid must be neutralized prior to the addition of sodium hypochlorite.

9. Preparation of Reagents

Buffer Concentrates should be brought to room temperature and should be diluted before starting the test procedure.

If crystals have formed in the **Buffer Concentrates**, warm them gently until they have completely dissolved.

9.1. Wash Buffer (1x)

Pour entire contents (50 ml) of the **Wash Buffer Concentrate** (20x) into a clean 1000 ml graduated cylinder. Bring to final volume of 1000 ml with glass-distilled or deionized water. Mix gently to avoid foaming.

Transfer to a clean wash bottle and store at 2° to 25°C. Please note that Wash Buffer (1x) is stable for 30 days.

Wash Buffer (1x) may also be prepared as needed according to the following table:

Number of Strips	Wash Buffer Concentrate (20x) (ml)	Distilled Water (ml)
1 - 6	25	475
1 - 12	50	950

9.2. Assay Buffer (1x)

Pour the entire contents (5 ml) of the **Assay Buffer Concentrate** (20x) into a clean 100 ml graduated cylinder. Bring to final volume of 100 ml with distilled water. Mix gently to avoid foaming.

Store at 2° to 8°C. Please note that the Assay Buffer (1x) is stable for 30 days.

Assay Buffer (1x) may also be prepared as needed according to the following table:

Number of Strips	Assay Buffer Concentrate (20x) (ml)	Distilled Water (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

9.3. HRP-Conjugate

Please note that the HRP-Conjugate should be used within 30 minutes after dilution.

Dilute the **HRP-Conjugate** 1:50 just prior to use by adding 490 µl Assay Buffer (1x) to the tube containing the HRP-Conjugate concentrate. Mix the contents of the tube well.

Make a further 1:40 dilution with Assay Buffer (1x) in a clean plastic tube or reagent reservoir.

The second dilution (1:40) of the HRP-Conjugate may be prepared as needed according to the following table:

Number of Strips	Prediluted (1:50) HRP- Conjugate (ml)	Assay Buffer (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

9.4. Human sCD44std Standard

Standard dilutions can be prepared directly on the microwell plate (see 10.d) or alternatively in tubes (see 9.4.1).

9.4.1. External Standard Dilution

Label 6 tubes, one for each standard point.

S1, S2, S3, S4, S5, S6

Then prepare 1:2 serial dilutions for the standard curve as follows:
Pipette 225 μ l of Sample Diluent into each tube.


Pipette 225 μ l of undiluted standard (concentration of standard = 8 ng/ml) into the first tube, labelled S1, and mix (concentration of standard 1 = 4 ng/ml).

Pipette 225 μ l of this dilution into the second tube, labelled S2, and mix thoroughly before the next transfer.

Repeat serial dilutions 4 more times thus creating the points of the standard curve (see Figure 5).

Sample Diluent serves as blank.

Figure 5



9.5. Controls

Reconstitute by adding 300 μ l distilled water to lyophilized **controls** (10-30 minutes). Further treat the controls like your samples in the assay. For control range please refer to certificate of analysis or vial label. Store reconstituted controls aliquoted at -20°C. Avoid repeated freeze and thaw cycles.

9.6. Addition of Colour-giving Reagents: **Blue-Dye**, **Green-Dye**

In order to help our customers to avoid any mistakes in pipetting the Platinum ELISAs, eBioscience offers a tool that helps to monitor the addition of even very small volumes of a solution to the reaction well by giving distinctive colours to each step of the ELISA procedure.

This procedure is optional, does not in any way interfere with the test results, and is designed to help the customer with the performance of the test, but can also be omitted, just following the instruction booklet.

Alternatively, the dye solutions from the stocks provided (**Blue-Dye**, **Green-Dye**) can be added to the reagents according to the following guidelines:

- 1. Diluent:** Before standard and sample dilution add the **Blue-Dye** at a dilution of 1:250 (see table below) to the appropriate diluent (1x) according to the test protocol. After addition of **Blue-Dye**, proceed according to the instruction booklet.

5 ml Sample Diluent	20 µl Blue-Dye
12 ml Sample Diluent	48 µl Blue-Dye
50 ml Sample Diluent	200 µl Blue-Dye


- 2. HRP-Conjugate:** Before dilution of the concentrated HRP-Conjugate add the **Green-Dye** at a dilution of 1:100 (see table below) to the Assay Buffer (1x) used for the final conjugate dilution. Proceed after addition of **Green-Dye** according to the instruction booklet: Preparation of HRP-Conjugate.

3 ml Assay Buffer (1x)	30 µl Green-Dye
6 ml Assay Buffer (1x)	60 µl Green-Dye
12 ml Assay Buffer (1x)	120 µl Green-Dye

10. Test Protocol

- a. Predilute your serum, plasma and urine samples before starting with the test procedure.
Dilute these samples 1:60 with Sample Diluent according to the following scheme:
10 µl sample + 590 µl Sample Diluent
- b. Determine the number of microwell strips required to test the desired number of samples plus appropriate number of wells needed for running blanks and standards. Each sample, standard, blank and optional control sample should be assayed in duplicate. Remove extra microwell strips from holder and store in foil bag with the desiccant provided at 2°-8°C sealed tightly.
- c. Wash the microwell strips twice with approximately 400 µl **Wash Buffer** per well with thorough aspiration of microwell contents between washes. Allow the Wash Buffer to sit in the wells for about **10 – 15 seconds** before aspiration. Take care not to scratch the surface of the microwells.
After the last wash step, empty wells and tap microwell strips on absorbent pad or paper towel to remove excess Wash Buffer. Use the microwell strips immediately after washing. Alternatively microwell strips can be placed upside down on a wet absorbent paper for not longer than 15 minutes. **Do not allow wells to dry.**
- d. **Standard dilution on the microwell plate** (Alternatively the standard dilution can be prepared in tubes - see 9.4.1):
Add 100 µl of Sample Diluent in duplicate to all **standard wells**. Pipette 100 µl of undiluted **standard** (see Preparation of Standard 9.4 concentration = 8.00 ng/ml) in duplicate into well A1 and A2 (see Table 1). Mix the contents of wells A1 and A2 by repeated aspiration and ejection (concentration of standard 1, S1 = 4.00 ng/ml), and transfer 100 µl to wells B1 and B2, respectively (see Figure 6). Take care not to scratch the inner surface of the microwells. Continue this procedure 4 times, creating two rows of human sCD44std standard dilutions ranging from 4.00 to 0.13 ng/ml. Discard µl of the contents from the last microwells (G1, G2) used.

Figure 6



In case of an **external standard dilution** (see 9.4.1), pipette 100 μ l of these standard dilutions (S1 - S6) in the standard wells according to Table 1.

Table 1

Table depicting an example of the arrangement of blanks, standards and samples in the microwell strips:

	1	2	3	4
A	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Sample 2	Sample 2
B	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Sample 3	Sample 3
C	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Sample 4	Sample 4
D	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Sample 5	Sample 5
E	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Sample 6	Sample 6
F	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Sample 7	Sample 7
G	Blank	Blank	Sample 8	Sample 8
H	Sample 1	Sample 1	Sample 9	Sample 9

- e. Add 100 µl of **Sample Diluent** in duplicate to the **blank wells**.
- f. Add 80 µl of **Sample Diluent** to the **sample wells**.
- g. Add 20 µl of each **sample** in duplicate to the **sample wells**.
- h. Prepare **HRP-Conjugate** (see Preparation of HRP-Conjugate 9.3).
- i. Add 50 µl of **HRP-Conjugate** to all wells.
- j. Cover with an adhesive film and incubate at room temperature (18 to 25°C) for 3 hours, if available on a microplate shaker set at 400 rpm.
- k. Remove adhesive film and empty wells. **Wash** microwell strips 3 times according to point c. of the test protocol. Proceed immediately to the next step.
- l. Pipette 100 µl of **TMB Substrate Solution** to all wells.
- m. Incubate the microwell strips at room temperature (18° to 25°C) for about 10 min. Avoid direct exposure to intense light.

The colour development on the plate should be monitored and the substrate reaction stopped (see next point of this protocol) before positive wells are no longer properly recordable. Determination of the ideal time period for colour development has to be done individually for each assay.

It is recommended to add the stop solution when the highest standard has developed a dark blue colour. Alternatively the colour development can be monitored by the ELISA reader at 620 nm. The substrate reaction should be stopped as soon as Standard 1 has reached an OD of 0.9 – 0.95.

- n. Stop the enzyme reaction by quickly pipetting 100 µl of **Stop Solution** into each well. It is important that the Stop Solution is spread quickly and uniformly throughout the microwells to completely inactivate the enzyme. Results must be read immediately after the Stop Solution is added or within one hour if the microwell strips are stored at 2 - 8°C in the dark.

- o. Read absorbance of each microwell on a spectro-photometer using 450 nm as the primary wave length (optionally 620 nm as the reference wave length; 610 nm to 650 nm is acceptable). Blank the plate reader according to the manufacturer's instructions by using the blank wells. Determine the absorbance of both the samples and the standards.

Note: In case of incubation without shaking the obtained O.D. values may be lower than indicated below. Nevertheless the results are still valid.

11. Calculation of Results

- Calculate the average absorbance values for each set of duplicate standards and samples. Duplicates should be within 20 per cent of the mean value.
- Create a standard curve by plotting the mean absorbance for each standard concentration on the ordinate against the human sCD44std concentration on the abscissa. Draw a best fit curve through the points of the graph (a 5-parameter curve fit is recommended).
- To determine the concentration of circulating human sCD44std for each sample, first find the mean absorbance value on the ordinate and extend a horizontal line to the standard curve. At the point of intersection, extend a vertical line to the abscissa and read the corresponding human sCD44std concentration.
- **If instructions in this protocol have been followed samples have been diluted 1:300 (1:60 external predilution, 1:5 dilution on the plate: 20 µl sample + 80 µl Sample Diluent), the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 300).**
- **Calculation of 1:60 prediluted samples with a concentration exceeding standard 1 may result in incorrect, low human sCD44std levels. Such samples require further external predilution according to expected human sCD44std values with Sample Diluent in order to precisely quantitate the actual human sCD44std level.**
- It is suggested that each testing facility establishes a control sample of known human sCD44std concentration and runs this additional control with each assay. If the values obtained are not within the expected range of the control, the assay results may be invalid.
- A representative standard curve is shown in Figure 7. This curve cannot be used to derive test results. Each laboratory must prepare a standard curve for each group of microwell strips assayed.

Figure 7

Representative standard curve for human sCD44std ELISA. Human sCD44std was diluted in serial 2-fold steps in Sample Diluent. Do not use this standard curve to derive test results. A standard curve must be run for each group of microwell strips assayed.




Table 2

Typical data using the human sCD44std ELISA

Measuring wavelength: 450 nm

Reference wavelength: 620 nm

Standard	Human sCD44std Concentration (ng/ml)	O.D. at 450 nm	Mean O.D. at 450 nm	C.V. (%)
1	4.00	1.901 1.851	1.876	1.9
2	2.00	1.080 1.109	1.095	1.9
3	1.00	0.608 0.553	0.581	6.7
4	0.50	0.330 0.293	0.312	8.4
5	0.25	0.160 0.168	0.164	3.4
6	0.13	0.081 0.084	0.083	2.6
Blank	4.00	0.008 0.007	0.008	6.7

The OD values of the standard curve may vary according to the conditions of assay performance (e.g. operator, pipetting technique, washing technique or temperature effects). Furthermore shelf life of the kit may affect enzymatic activity and thus colour intensity. Values measured are still valid.

12. Limitations

- Since exact conditions may vary from assay to assay, a standard curve must be established for every run.
- Bacterial or fungal contamination of either screen samples or reagents or cross-contamination between reagents may cause erroneous results.
- Disposable pipette tips, flasks or glassware are preferred, reusable glassware must be washed and thoroughly rinsed of all detergents before use.
- Improper or insufficient washing at any stage of the procedure will result in either false positive or false negative results. Empty wells completely before dispensing fresh wash solution, fill with Wash Buffer as indicated for each wash cycle and do not allow wells to sit uncovered or dry for extended periods.
- The use of radioimmunotherapy has significantly increased the number of patients with human anti-mouse IgG antibodies (HAMA). HAMA may interfere with assays utilizing murine monoclonal antibodies leading to both false positive and false negative results. Serum samples containing antibodies to murine immunoglobulins can still be analysed in such assays when murine immunoglobulins (serum, ascitic fluid, or monoclonal antibodies of irrelevant specificity) are added to the sample.

13. Performance Characteristics

13.1. Sensitivity

The limit of detection of human sCD44std defined as the analyte concentration resulting in an absorbance significantly higher than that of the dilution medium (mean plus 2 standard deviations) was determined to be 0.02 ng/ml (mean of 6 independent assays).

13.2. Reproducibility

13.2.1. Intra-assay

Reproducibility within the assay was evaluated in 3 independent experiments. Each assay was carried out with 6 replicates of 8 serum samples containing different concentrations of human sCD44std. 2 standard curves were run on each plate. Data below show the mean human sCD44std concentration and the coefficient of variation for each sample (see Table 3). The calculated overall intra-assay coefficient of variation was 4.8%.

Table 3

The mean human sCD44std concentration and the coefficient of variation for each sample

Sample	Experiment	Mean Human sCD44std Concentration (ng/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	1	292	4.4
	2	343	3.8
2	1	332	5.9
	2	361	1.4
3	1	295	2.4
	2	291	8.3
4	1	318	9.6
	2	345	3.7
5	1	177	3.7
	2	173	1.1
6	1	437	4.1
	2	427	4.1
7	1	370	8.1
	2	370	3.3
8	1	297	11.3
	2	278	1.2

13.2.2. Inter-assay

Assay to assay reproducibility within one laboratory was evaluated in 3 independent experiments. Each assay was carried out with 6 replicates of 8 serum samples containing different concentrations of human sCD44std. 2 standard curves were run on each plate. Data below show the mean human sCD44std concentration and the coefficient of variation calculated on 18 determinations of each sample (see Table 4). The calculated overall inter-assay coefficient of variation was 4.1%.

Table 4

The mean human sCD44std concentration and the coefficient of variation of each sample

Sample	Mean Human sCD44std Concentration (ng/ml)	Coefficient of Variation (%)
1	318	11.3
2	297	6.9
3	293	1.1
4	332	5.8
5	175	1.4
6	432	1.5
7	370	0.1
8	288	4.5

13.3. Spike Recovery

The spike recovery was evaluated by spiking 4 levels of human sCD44std into pooled normal human serum. Recoveries were determined in 3 independent experiments with 6 replicates each. The amount of endogenous human sCD44std in unspiked serum was subtracted from the spike values.

The recovery ranged from 76% to 101% with an overall mean recovery of 89%.

13.4. Dilution Parallelism

4 serum samples with different levels of human sCD44std were analysed at serial 2 fold dilutions with 4 replicates each.

The recovery ranged from 91% to 99% with an overall recovery of 94% (see Table 5).

Table 5

Sample	Dilution	Expected Human sCD44std Concentration (ng/ml)	Observed Human sCD44std Concentration (ng/ml)	Recovery of Expected Human sCD44std Concentration (%)
1	1:300	--	347	--
	1:600	173	160	92
	1:1200	87	80	92
	1:2400	43	42	96
2	1:300	--	402	--
	1:600	201	186	92
	1:1200	100	94	94
	1:2400	50	46	91
3	1:300	--	292	--
	1:600	146	145	99
	1:1200	73	72	99
	1:2400	37	34	92
4	1:300	--	368	--
	1:600	184	173	94
	1:1200	92	89	96
	1:2400	46	43	94

13.5. Sample Stability

13.5.1. Freeze-Thaw Stability

Aliquots of serum samples were stored at -20°C and thawed 5 times, and the human sCD44std levels determined. There was no significant loss of human sCD44std immunoreactivity detected by freezing and thawing.

13.5.2. Storage Stability

Aliquots of serum samples were stored at -20°C, 2-8°C, room temperature (RT) and at 37°C, and the human sCD44std level determined after 24 h. There was no significant loss of human sCD44std immunoreactivity detected during storage under above conditions.

13.6. Comparison of Serum and Plasma

Serum, as well as EDTA, citrate and heparin plasma, from 22 individuals was obtained at the same time point. All these blood preparations were found suitable for human sCD44std determinations, although human sCD44std levels in citrate and EDTA plasma were slightly lower than serum levels. It is, therefore, highly recommended to assure the uniformity of sample preparations.

13.7. Specificity

The interference of circulating factors of the immune system was evaluated by spiking these proteins at physiologically relevant concentrations into a human sCD44std positive serum.

There was no crossreactivity detected, namely not with TNF- α , TNF- β , TNF-R, IFN- α 2c, IFN- γ , IL-8, Annexin, sELAM-1, sL-selectin, sICAM-1 and HER-2.

13.8. Expected Values

A panel of 22 sera samples from randomly selected apparently healthy donors (males and females) was tested for human sCD44std.

The detected human sCD44std levels ranged between 251 and 925 ng/ml with a mean level of 443 ng/ml and a standard deviation of 125 ng/ml.

The levels measured may vary with the sample collection used.

14. Ordering Information

North America

Technical Support:

Research Products:
888.810.6168
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Clinical Products:
877.726.8559
858.642.2058
tech@eBioscience.com

Customer Service:

888.999.1371
858.642.2058
info@eBioscience.com

Fax:

858.642.2046

Europe/International*

Technical Support:

+43 1 796 40 40-120
tech@eBioscience.com

Customer Service:

+43 1 796 40 40-304
info@eBioscience.com

Fax:

+43 1 796 40 40-400



Bender MedSystems GmbH
Campus Vienna Biocenter 2
1030 Vienna, Austria
www.eBioscience.com

* Customers outside North America and Europe may contact their eBioscience distributor listed on our website at www.eBioscience.com/distributors.

15. Reagent Preparation Summary

15.1. Wash Buffer (1x)

Add **Wash Buffer Concentrate** 20x (50 ml) to 950 ml distilled water.

Number of Strips	Wash Buffer Concentrate (ml)	Distilled Water (ml)
1 - 6	25	475
1 - 12	50	950

15.2. Assay Buffer (1x)

Add **Assay Buffer Concentrate** 20x (5 ml) to 95 ml distilled water.

Number of Strips	Assay Buffer Concentrate (ml)	Distilled Water (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

15.3. HRP-Conjugate

Add 490 μ l Assay Buffer (1x) to the vial containing the **HRP-Conjugate** concentrate (1:50 predilution).

Make a further 1:40 dilution in Assay Buffer (1x):

Number of Strips	Prediluted (1:50) HRP-Conjugate (ml)	Assay Buffer (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

15.4. Controls

Add 300 μ l distilled water to lyophilized **controls**.

16. Test Protocol Summary

1. Predilute serum, plasma and urine samples with Sample Diluent 1:60.
2. Determine the number of microwell strips required.
3. Wash microwell strips twice with Wash Buffer.
4. Standard dilution on the microwell plate: Add 100 µl Sample Diluent, in duplicate, to all standard wells. Pipette 100 µl prepared standard into the first wells and create standard dilutions by transferring 100 µl from well to well. Discard 100 µl from the last wells.
Alternatively external standard dilution in tubes (see 9.4.1): Pipette 100 µl of these standard dilutions in the microwell strips.
5. Add 100 µl Sample Diluent, in duplicate, to the blank wells.
6. Add 80 µl Sample Diluent to sample wells.
7. Add 20 µl prediluted sample in duplicate, to designated sample wells.
8. Prepare HRP-Conjugate.
9. Add 50 µl HRP-Conjugate to all wells.
10. Cover microwell strips and incubate 3 hours at room temperature (18° to 25°C).
11. Empty and wash microwell strips 3 times with Wash Buffer.
12. Add 100 µl of TMB Substrate Solution to all wells.
13. Incubate the microwell strips for about 10 minutes at room temperature (18° to 25°C).
14. Add 100 µl Stop Solution to all wells.
15. Blank microwell reader and measure colour intensity at 450 nm.

Note: If instructions in this protocol have been followed samples have been diluted 1:300 (1:60 predilution, 1:5 dilution on the plate: 20 µl sample + 80 µl Sample Diluent), the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor (x 300).

PRODUKTINFORMATION UND HANDBUCH (Deutsch)

1. Mitgelieferte Reagenzien

1.1. Mitgelieferte Reagenzien für human sCD44std ELISA BMS209/2CE (96 Tests)

- 1 Aluminiumbeutel mit **Mikrotiterplatte, beschichtet** mit Antikörper (monoklonal) gegen human sCD44std
- 2 Fläschchen (10 µl) **HRP-Konjugat**, monoklonaler anti-human sCD44std Antikörper
- 2 Fläschchen (230 µl) human sCD44std-**Standard**, 8 ng/ml
- 1 Fläschchen lyophilisierte **Kontrolle, hoch konzentriert**
- 1 Fläschchen lyophilisierte **Kontrolle, niedrig konzentriert**
- 1 Flasche (60 ml) **Verdünnungslösung**
- 1 Fläschchen (5 ml) **Probenpufferkonzentrat 20x** (PBS mit 1% Tween 20 und 10% BSA)
- 1 Flasche (50 ml) **Waschpufferkonzentrat 20x** (PBS mit 1% Tween 20)
- 1 Fläschchen (15 ml) **Substratlösung** (Tetramethylbenzidin)
- 1 Fläschchen (15 ml) **Stopplösung** (1 M Phosphorsäure)
- 1 Fläschchen (0.4 ml) **Farbstoff, blau**
- 1 Fläschchen (0.4 ml) **Farbstoff, grün**
- 2 **Klebefolien**

1.2. Mitgelieferte Reagenzien für human sCD44std ELISA BMS209/2TENICE (10x96 Tests)

- 10 Aluminiumbeutel mit **Mikrotiterplatte, beschichtet** mit Antikörper (monoklonal) gegen human sCD44std
- 10 Fläschchen (10 µl) **HRP-Konjugat**, monoklonaler anti-human sCD44std Antikörper
- 10 Fläschchen (230 µl) human sCD44std-**Standard**, 8 ng/ml
- 10 Fläschchen lyophilisierte **Kontrolle, hoch konzentriert**
- 10 Fläschchen lyophilisierte **Kontrolle, niedrig konzentriert**
- 10 Flaschen (60 ml) **Verdünnungslösung**
- 2 Fläschchen (5 ml) **Probenpufferkonzentrat 20x** (PBS mit 1% Tween 20 und 10% BSA)
- 3 Flaschen (50 ml) **Waschpufferkonzentrat 20x** (PBS mit 1% Tween 20)
- 10 Fläschchen (15 ml) **Substratlösung** (Tetramethylbenzidin)
- 10 Fläschchen (15 ml) **Stopplösung** (1 M Phosphorsäure)
- 6 Fläschchen (0.4 ml) **Farbstoff, blau**
- 6 Fläschchen (0.4 ml) **Farbstoff, grün**
- 10 **Klebefolien**

2. Lagerhinweise

Lagern Sie den Inhalt des Kits mit Ausnahme der Kontrollen bei 2°-8°C. Lagerung der lyophilisierten Kontrollen bei –20°C. Verbliebene Reagenzien nach Verwendung sofort wieder auf 2°-8°C, bzw. auf -20°C kühlen.

Das Ablaufdatum des Kits und der Reagenzien ist auf den Etiketten angegeben.

Die Haltbarkeit des Kits und der Komponenten kann nur bei fachgerechter Lagerung garantiert werden, sowie bei mehrfacher Verwendung nur dann, wenn die Reagenzien bei der ersten Verwendung nicht kontaminiert wurden.

3. Sicherheitsvorkehrungen für den Gebrauch

- Alle enthaltenen Reagenzien sollten als potenziell gefährlich betrachtet werden. Daher wird empfohlen, dass dieses Produkt nur von Personen mit labortechnischer Erfahrung und in Übereinstimmung mit GLP Richtlinien verwendet wird. Passende Schutzbekleidung, wie Labormäntel, Sicherheitsbrillen und Laborhandschuhe müssen getragen werden. Vermeiden Sie jeden Kontakt der Reagenzien mit Haut oder Augen. Im Falle des Kontaktes von Reagenzien mit Haut oder Augen, sofort mit Wasser spülen. Bitte entnehmen Sie weitere spezifische Hinweise den Sicherheitsdatenblättern und/oder den Sicherheitsbestimmungen.
- Die Reagenzien sind ausschließlich für Diagnosezwecke bestimmt und nicht für den Einsatz bei Therapien.
- Reagenzien aus verschiedenen Chargen oder anderer Herkunft nicht mischen oder untereinander austauschen.
- Verwenden Sie die Kitreagenzien nicht nach dem Ablaufdatum (siehe Etikett).
- Setzen Sie die Kitreagenzien während der Lagerung oder Inkubation keiner starken Lichteinstrahlung aus.
- Nicht mit dem Mund pipettieren.
- In Bereichen, in denen mit Kitreagenzien oder Proben hantiert wird, nicht essen, trinken oder rauchen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Haut/Schleimhäute mit Kitreagenzien/Proben.
- Tragen Sie während des Hantierens mit Kitreagenzien oder Proben geeignete Gummi- oder Einweghandschuhe.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen Substratlösung und Oxidationsmitteln/Metallen.
- Vermeiden Sie Verspritzen von Flüssigkeit oder Bildung von Aerosolen.
- Zur Vermeidung von Kontamination mit Mikroben oder Kreuzkontamination der Reagenzien oder Proben, die den Test

ungültig machen könnten, verwenden Sie Einwegpipettenspitzen und/oder Einwegpipetten.

- Verwenden Sie saubere, geeignete Reagenzgefäße für das Dispensieren von Konjugat und Substratreagenzien.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Säuren, da dadurch Konjugate inaktiviert werden.
- Für die Reagensherstellung muss destilliertes oder entionisiertes Wasser verwendet werden.
- Die Substratlösung muss vor der Verwendung auf Raumtemperatur gebracht werden.
- Dekontaminieren und entsorgen Sie Proben sowie alle möglicherweise kontaminierten Materialien so, als ob sie Infektionserreger enthalten könnten. Die bevorzugte Dekontaminationsmethode ist Autoklavieren für mind. eine Stunde bei 121,5°C.
- Flüssige Abfälle, die kein Säure enthalten, sowie neutralisierte Abfälle werden zur Dekontamination mit Natrium Hypochlorit versetzt (Endkonzentration von Natrium Hypochlorit 1.0%). Nach 30 min ist eine effektive Dekontamination erreicht. Flüssige Abfälle, die Säure enthalten, müssen vor der Dekontamination neutralisiert werden.

4. Vorbereitung der Reagenzien

Bringen Sie die **Pufferkonzentrate** auf Raumtemperatur und stellen Sie die Verdünnungen vor Beginn des Tests her. Sollten sich in den **Pufferkonzentraten** Kristalle gebildet haben, erwärmen Sie diese vorsichtig bis zur vollständigen Auflösung der Kristalle.

4.1. Waschpuffer (1x)

Leeren Sie den gesamten Inhalt (50 ml) des **Waschpufferkonzentrats** (20x) in einen sauberen 1000-ml-Messzylinder. Füllen Sie mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auf, bis ein Endvolumen von 1000 ml erreicht ist. Mischen Sie vorsichtig um Schäumen zu vermeiden.

Füllen Sie in eine saubere Waschflasche um und lagern Sie den Waschpuffer (1x) bei 2° bis 25°C lagern. Bitte beachten Sie, dass dieser 30 Tage haltbar ist.

Der benötigte Waschpuffer (1x) kann auch entsprechend der untenstehenden Tabelle hergestellt werden:

Anzahl der Streifen	Waschpufferkonzentrat (20x) (ml)	Destilliertes Wasser (ml)
1 - 6	25	475
1 - 12	50	950

4.2. Probenpuffer (1x)

Leeren Sie den gesamten Inhalt (5 ml) des **Probenpufferkonzentrates** (20x) in einen sauberen 100-ml-Messzylinder. Füllen Sie mit destilliertem oder entionisiertem Wasser auf, bis ein Endvolumen von 100 ml erreicht ist. Mischen Sie vorsichtig um Schäumen zu vermeiden.

Probenpuffer (1x) bei 2° bis 8°C lagern. Bitte beachten Sie, dass der Probenpuffer (1x) 30 Tage haltbar ist.

Der benötigte Probenpuffer (1x) kann auch entsprechend der untenstehenden Tabelle hergestellt werden:

Anzahl der Streifen	Probenpufferkonzentrat (20x) (ml)	Destilliertes Wasser (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

4.3. HRP-Konjugat

Bitte beachten Sie, dass die HRP-Konjugatlösung nach der Verdünnung nur 30 Minuten haltbar ist.

Verdünnen Sie das konzentrierte **HRP-Konjugat** direkt vor der Verwendung 1:50 durch Zugabe von 490µl Probenpuffer (1x) zum Konzentrat und mischen Sie gut.

Stellen Sie eine weitere 1:40 Verdünnung in Probenpuffer (1x) in einem sauberen Gefäß her.

Die zweite Verdünnung (1:40) kann entsprechend der untenstehenden Tabelle hergestellt werden.

Anzahl der Streifen	1:50 vorverdünntes HRP-Konjugat (ml)	Probenpuffer (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

4.4. Human sCD44std-Standard

Die **Standardverdünnungen** können direkt auf den Mikrotiterplatten (siehe 5.d) oder in Reaktionsgefäßen (siehe 4.4.1) hergestellt werden.

4.4.1. Externe Standardverdünnung

Beschriften Sie 6 Gefäße, jedes für einen Standardpunkt.:
S1, S2, S3, S4, S5, S6

Danach stellen Sie eine 1:2 Verdünnungsreihe für die Standardkurve her:

Pipettieren Sie in jedes Gefäß die Gefäße S2 – S6 225 μ l der Verdünnungslösung.


Pipettieren Sie 225 μ l des unverdünnten Standards (Konzentration des Standards = 8 ng/ml) in das erste Gefäß mit der Beschriftung S1 und mischen Sie (Konzentration des Standard 1 = 4 ng/ml).

Pipettieren Sie 225 μ l dieser Verdünnung in das zweite Gefäß (mit der Beschriftung S2) und mischen Sie sorgfältig vor dem nächsten Verdünnungsschritt.

Wiederholen Sie diese Verdünnungsschritte 4x. Die so hergestellte Verdünnungsreihe dient zur Erstellung der Standardkurve (siehe Figure 8).

Verdünnungslösung dient als Blindwert.

Figure 8



4.5. Kontrollen

Lösen Sie die **Kontrollen** durch Zugabe von 300 μ l destilliertem Wasser auf. Für die Kontrollen 10-30 min Rekonstitutionszeit einhalten. Mixen oder schütteln Sie die das Fläschchen vorsichtig um eine vollständige Lösung zu erreichen. Verfahren Sie in der Folge mit den Kontrollen analog zu den Proben. Der Konzentrationsbereich der Kontrollen ist am Analysenzertifikat oder am Flaschenetikett angegeben.

Lagern sie die rekonstituierten Kontrollen aliquotiert bei -20°C .

Vermeiden Sie wiederholtes Frieren und Tauen.

4.6. Zugabe von Farbstoffen (blau, grün)

Um dem Kunden zu helfen, Pipettierfehler bei der Arbeit mit Platinum ELISAs zu vermeiden, bieten wir die Möglichkeit, jede Volumenzugabe in eine Probenvertiefung durch eine Farbänderung zu verfolgen. Dazu wird jedem Pipettierschritt im Ablauf eines ELISAs ein Farbstoff zugegeben.

Die Zugabe von Farbstoffen ist eine Option, beeinflusst die Ergebnisse auf keine Weise, wurde entworfen, um Kunden bei der Durchführung des Tests zu unterstützen und kann auch weggelassen werden, indem man dem nächsten Schritt des Protokolls folgt.

Im Zuge der Farbstoffzugabe als Pipettierhilfe werden die konzentrierten Farbstoffe (**blau, grün**) den Reagenzien entsprechend den folgenden Angaben beigemischt:

1. Verdünnung

Vor der Verdünnung des Standards und der Proben geben Sie den **blauen Farbstoff** in einer 1:250 Verdünnung zum entsprechenden Reagenz zu (siehe Tabelle unten). Nach der Zugabe des **blauen Farbstoffes** fahren Sie entsprechend der Anleitung fort.

5 ml Verdünnungslösung	20 µl blauer Farbstoff
12 ml Verdünnungslösung	48 µl blauer Farbstoff
50 ml Verdünnungslösung	200 µl blauer Farbstoff

2. HRP-Konjugat

Mischen sie den **grünen Farbstoff** vor der Verdünnung des konzentrierten HRP-Konjugats in einer Verdünnung von 1:100 (siehe Tabelle unten) zu Probenpuffer (1x).

Nach der Zugabe des **grünen Farbstoffes** fahren Sie entsprechend der Anleitung fort: Präparation des HRP-Konjugats.


3 ml Probenpuffer (1x)	30 µl grüner Farbstoff
6 ml Probenpuffer (1x)	60 µl grüner Farbstoff
12 ml Probenpuffer (1x)	120 µl grüner Farbstoff

5. Testprotokoll

- a. Verdünnen Sie ihre Proben bevor Sie den Test beginnen:
Verdünnen Sie Serum, Plasma und Urin Proben 1:60 wie folgt mit Verdünnungslösung
10 µl Probe + 590 µl Verdünnungslösung
- b. Bestimmen Sie die Anzahl der Mikrowellstreifen die für das Testen der gewünschten Anzahl von Proben benötigt werden, sowie die Mikrowellstreifen für Blindwert und Standards. Probe, Standard, Blindwert und optionale Kontrollproben immer jeweils doppelt testen. Entfernen Sie die zusätzlichen Mikrowellstreifen von der Halterung und bewahren Sie diese mit dem mitgelieferten Trockenmittel in dem Folienbeutel fest verschlossen bei 2°-8°C auf.
- c. Waschen Sie die Mikrowellstreifen 2 mal mit ca. 400 µl **Waschpuffer** pro Vertiefung; zwischen den Waschgängen den Inhalt der Vertiefungen gründlich absaugen. Vor dem Absaugen Waschpuffer **10-15 Sekunden** einwirken lassen. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Vertiefungen nicht zu zerkratzen.
Leeren Sie die Vertiefungen nach dem letzten Waschschrift und klopfen Sie die Mikrowellstreifen auf einem Saug- oder Papiertuch aus um überschüssigen Waschpuffer zu entfernen. Verwenden Sie die Mikrowellstreifen sofort nach dem Waschen, oder legen Sie diese für maximal 15 min umgedreht auf ein nasses Saugtuch. **Lassen Sie die Vertiefungen nicht austrocknen.**
- d. **Standardverdünnung auf der Mikrotiterplatte** (Wahlweise können die Standardverdünnungen auch in Reaktionsgefäßen hergestellt werden – siehe 4.4.1)
Pipettieren Sie 100 µl Verdünnungslösung in alle **Standardvertiefungen**. Pipettieren Sie 100 µl des unverdünnten **Standards** (siehe Herstellung des Standards 4.4, Konzentration des Standards = 8.00 ng/ml) in die Vertiefungen A1 und A2 (Doppelbestimmung, siehe Table 6). Mischen Sie den Inhalt der Vertiefungen A1 und A2 durch wiederholtes Aufsaugen und Zugeben gut durch (Konzentration des Standards S1 = 4.00 ng/ml) und transferieren Sie 100 µl in die Probenvertiefungen B1 und B2 (siehe Figure 9). Achten Sie darauf, die Oberfläche der Vertiefungen nicht zu zerkratzen. Wiederholen Sie diese Verdünnungsschritte 4 x, wodurch zwei human sCD44std Verdünnungsreihen mit den Konzentrationen von 4.00 bis 0.13 ng/ml hergestellt werden.

Verwerfen Sie 100 µl aus den letzten Standardvertiefungen (G1/2). Die so hergestellten Verdünnungsreihen dienen zur Erstellung der Standardkurve.

Figure 9



Falls sie eine **externe Standardverdünnungsreihe** erstellen (siehe 4.4.1), pipettieren Sie 100 µl der Standardverdünnungen (S1 –S6) in die Standardvertiefungen (entsprechend Table 6).

Table 6

Diagramm mit Beispiel für die Anordnung von Blindwert, Standards und Proben in den Mikrowellstreifen:

	1	2	3	4
A	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Probe 2	Probe 2
B	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Probe 3	Probe 3
C	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Probe 4	Probe 4
D	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Probe 5	Probe 5
E	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Probe 6	Probe 6
F	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Probe 7	Probe 7
G	Blindwert	Blindwert	Probe 8	Probe 8
H	Probe 1	Probe 1	Probe 9	Probe 9

- e. Pipettieren Sie in alle **Blindwertvertiefungen** (Doppelbestimmung), 100 µl **Verdünnungslösung**.
- f. Pipettieren Sie in alle **Probenvertiefungen** 80 µl **Verdünnungslösung**.
- g. Pipettieren Sie je 20 µl von jeder 1:60 vorverdünnten **Probe** (Doppelbestimmung) in die **Probenvertiefungen** und mischen Sie den Inhalt durch.
- h. Stellen Sie die **HRP-Konjugat** (siehe: Vorbereitung der Reagenzien HRP-Konjugat 4.3) her.
- i. Pipettieren Sie in alle Vertiefungen, einschließlich der Blindwertvertiefungen 50 µl **HRP-Konjugat**.

- j. Mit einer Klebefolie abdecken und bei Raumtemperatur (18° bis 25°C) für 3 Stunden inkubieren, wenn möglich auf einem Schüttler bei 400 U/min.
- k. Entfernen Sie die Klebefolie und entleeren Sie die Vertiefungen. **Waschen** Sie die Mikrowellstreifen 3 mal wie in Punkt c des Testprotokolls beschrieben. Verwenden Sie die Mikrowellstreifen sofort nach dem Waschen.
- l. Pipettieren Sie in alle Vertiefungen, einschließlich der Blindwertvertiefungen, 100 µl **TMB-Substratlösung**.
- m. Inkubieren Sie die Mikrowellstreifen bei Raumtemperatur (18° bis 25°C) für ca. 10 Minuten. Vermeiden Sie direkte, starke Lichteinstrahlung.

Die Farbentwicklung innerhalb der einzelnen Vertiefungen muss beobachtet und die Substratreaktion gestoppt werden (siehe nächster Protokollpunkt), bevor die gefärbten Vertiefungen nicht mehr richtig gemessen werden können.

Die optimale Inkubationszeit für die Farbentwicklung muß bei jedem Versuch neu bestimmt werden.

Es wird empfohlen, die Stopplösung zuzugeben, wenn der höchste Standardpunkt eine dunkelblaue Farbe angenommen hat.

Alternativ kann die Farbentwicklung auch mit einem Photometer bei 620 nm verfolgt werden. Die Substratreaktion sollte gestoppt werden, wenn der höchste Standardpunkt eine OD von 0.9 -0.95 erreicht.

- n. Stoppen Sie die Enzymreaktion durch rasche Zugabe von 100 µl **Stopplösung** in jede Vertiefung, einschließlich der Blindwertvertiefungen. Für eine vollständige Inaktivierung der Enzyme ist es wichtig, die Stopplösung rasch und gleichmäßig in den Vertiefungen zu verteilen. Die OD Werte müssen sofort nach Beigabe der Stopplösung oder innerhalb einer Stunde nach Lagerung der Mikrowellstreifen in Dunkelheit bei 2-8°C gemessen werden.

- o. Messen Sie die Absorption jeder Vertiefung mit einem Spektrophotometer. Verwenden Sie dabei 450 nm als primäre Wellenlänge (optional 620 nm als Referenzwellenlänge; 610 nm bis 650 nm sind möglich). Stellen Sie das Plattenmessgerät nach Anleitung des Herstellers und unter Verwendung der Blindwertvertiefungen auf den Leerwert ein. Bestimmen Sie die Absorption der Proben wie auch der human sCD44std-Standards.

Die Proben wurden im Zuge der Testdurchführung 1:300 verdünnt. Daher muß der aus der Standardkurve berechnete Wert mit dem Verdünnungsfaktor multipliziert werden (x 300).

Note: Falls die Platte während der Inkubation nicht geschüttelt wurde, können die erreichten OD Werte niedriger als die unten angeführten sein. Die Ergebnisse sind trotzdem gültig.

INFORMACIÓN Y MANUAL DEL PRODUCTO (Español)

1. Reactivos Suministrados

1.1. Reactivos Suministrados para human sCD44std ELISA BMS209/2CE (96 tests)

- 1 bolsa de aluminio con **una placa de micropocillos recubiertos** con anticuerpos monoclonales anti-human sCD44std
- 2 viales (10 µl) con **conjugado de HRP** (anticuerpos monoclonales anti-human sCD44std)
- 2 viales (230 µl) con **Estándard** human sCD44std liofilizado, 8 ng/ml
- 1 vial del **control alto**, liofilizado
- 1 vial del **control bajo**, liofilizado
- 1 frasco (60 ml) de **diluyente de muestra**
- 1 vial (5 ml) de **concentrado de tampón de ensayo 20x** (PBS con Tween 20 al 1% y BSA al 10%)
- 1 frasco (50 ml) de **concentrado de tampón de lavado 20x** (PBS con Tween 20 al 1%)
- 1 vial (15 ml) de **solución de sustrato** (tetrametil-bencidina)
- 1 vial (15 ml) de **solución de parada** (ácido fosfórico 1M)
- 1 vial (0.4 ml) **colorante azul**
- 1 vial (0.4 ml) **colorante verde**
- 2 **tapas para placas**, adhesives

1.2. Reactivos Suministrados para human sCD44std ELISA BMS209/2TENGE (10x96 tests)

- 10 bolsas de aluminio con **una placa de micropocillos recubiertos** con anticuerpos monoclonales anti-human sCD44std
- 10 viales (10 µl) con **conjugado de HRP** (anticuerpos monoclonales anti-human sCD44std)
- 10 viales (230 µl) con **Estándard** human sCD44std, 8 ng/ml
- 10 viales del **control alto**, liofilizado
- 10 viales del **control bajo**, liofilizado
- 10 frascos (60 ml) de **diluyente de muestra**
- 2 viales (5 ml) de **concentrado de tampón de ensayo 20x** (PBS con Tween 20 al 1% y BSA al 10%)
- 3 frascos (50 ml) de **concentrado de tampón de lavado 20x** (PBS con Tween 20 al 1%)
- 10 viales (15 ml) de **solución de sustrato** (tetrametil-bencidina)
- 10 viales (15 ml) de **solución de parada** (ácido fosfórico 1M)
- 6 viales (0.4 ml) **colorante azul**
- 6 viales (0.4 ml) **colorante verde**
- 10 **tapas para placas**, adhesives

2. Instrucciones de Conservación

Conservar los reactivos del kit a una temperatura comprendida entre 2 y 8°C excepto los controles. Conservar los controles liofilizados a -20°C. Inmediatamente después de utilizarlos deberá volver a conservar los reactivos a dicha temperatura (2° to 8°C), controles a -20°C. En las etiquetas figuran las fechas de caducidad del kit y de los reactivos. Sólo se podrá garantizar la fecha de caducidad de los componentes del kit si se conservan adecuadamente y, en caso de uso reiterado de un mismo componente, si el reactivo no queda contaminado en la primera manipulación.

3. Precauciones de uso

- Todos los productos químicos deben considerarse potencialmente peligrosos. Por tanto, recomendamos que este producto sea manipulado únicamente por aquellas personas que hayan sido entrenadas en técnicas de laboratorio y que sea usado de acuerdo con los principios de buenas prácticas de laboratorio. Se debe llevar ropa de protección apropiada como puedan ser las batas de laboratorio, gafas de seguridad y guantes. Se debe trabajar con cuidado para evitar cualquier contacto con piel y ojos. En el caso de que tenga lugar un contacto con piel u ojos, proceder de forma inmediata a lavar la parte afectada con abundante agua. Véase la(s) hoja(s) de seguridad y/o declaraciones de seguridad para recomendaciones específicas.
- Los reactivos están destinados para un uso en diagnóstico in vitro y no se deben usar en procedimientos terapéuticos.
- No mezclar o sustituir los reactivos por los equivalentes de otros lotes u otras fuentes.
- No usar reactivos caducados.
- No exponer los reactivos del kit a una luz intensa durante su almacenamiento o incubación.
- No pipetear con la boca.
- No se recomienda comer o fumar en las zonas donde se manipulen muestras o reactivos.

- Evitar el contacto de los reactivos del kit o de las muestras con piel o mucosas.
- Se recomienda el uso de guantes desechables de goma o látex durante la manipulación de las muestras y reactivos.
- Evitar el contacto de la solución de sustrato con agentes oxidantes y metales.
- Evitar salpicaduras y la generación de aerosoles.
- Con el propósito de evitar una contaminación microbiológica o contaminaciones cruzadas de reactivos y muestras que puedan invalidar el test se recomienda el uso de pipetas y/o puntas de pipetas de un solo uso.
- Usar recipientes limpios y específicos de reactivos para la dispensación de reactivos de sustrato.
- La exposición a los ácidos inactiva el conjugado.
- Se debe usar agua destilada o desionizada en la preparación de los reactivos.
- La solución de sustrato debe de estar a temperatura ambiente antes de su uso.
- Descontaminar y disponer las muestras y todos los materiales potencialmente contaminados como si pudieran contener agentes infecciosos. El método preferente de descontaminación es un autoclavado durante un mínimo de 1 hora a 121.5°C.
- Los residuos líquidos que no contengan ácido y los residuos neutralizados pueden ser mezclados con hipoclorito sódico en volúmenes tales que la mezcla final contenga 1.0% de hipoclorito sódico. Dejar actuar durante 30 minutos para una efectiva descontaminación. Los residuos líquidos que contengan ácido deben ser neutralizados previamente a la adición de hipoclorito sódico.

4. Preparación de los Reactivos

Los **tampónes concentrados** debe de alcanzar la temperatura ambiente y ser diluidos antes de iniciar el procedimiento del test. Si en el concentrado de **tampónes concentrados** se han formado cristales, caliente suavemente hasta su completa disolución.

4.1. Tampón de Lavado (1x)

Vierta todo el contenido (50 ml) del **concentrado de tampón de lavado** (20x) en un matraz aforado de 1000 ml limpio. Enrase en matraz con agua destilada o desionizada. Mezcle suavemente para evitar la formación de espuma.

Transfiera la solución a un frasco de lavado limpio y consérvela a una temperatura entre 2°C y 25°C. El tampón de lavado permanece estable durante 30 días.

En función de la cantidad que vaya a necesitar, prepare el tampón de lavado de acuerdo a la siguiente tabla:

Número de tiras	Tampón de lavado (20x) (ml)	Agua destilada (ml)
1 – 6	25	475
1 - 12	50	950

4.2. Tampón de Ensayo (1x)

Vierta todo el contenido (5 ml) del **concentrado de tampón de ensayo** (20x) en un matraz aforado de 100 ml limpio. Enrase en matraz con agua destilada o desionizada. Mezcle suavemente para evitar la formación de espuma.

Conserve la solución a una temperatura de entre 2°C y 8°C. El tampón de trabajo permanece estable durante 30 días.

En función de la cantidad que vaya a necesitar, prepare el tampón de ensayo de acuerdo a la siguiente tabla:

Número de tiras	Tampón de ensayo (20x) (ml)	Agua destilada (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

4.3. Conjugado de HRP

Se utilizará el conjugado de HRP antes de transcurridos 30 minutos desde su dilución.

Diluir la **conjugado de HRP** 1:50 justo antes de su uso añadiendo 490 µl de Tampón de ensayo (1x) al tubo que contiene la conjugado de HRP concentrada. Mezclar bien el contenido del tubo.

Realizar una siguiente dilución 1:40 con Tampón de ensayo (1x) en un tubo de plástico limpio o recipiente para reactivos.

La segunda dilución (1:40) de la conjugado de HRP puede ser preparada según necesidades de acuerdo con la siguiente tabla:

Número de tiras	Conjugado de HRP prediluido (1:50) (ml)	Tampón de ensayo (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

4.4. Dilución estándar human sCD44std

Las **diluciones estándar** pueden ser preparadas directamente en la placa multipocillo (véase 5.c) o alternativamente en tubos (véase 4.4.1).

4.4.1. Dilución Estándar Externa

Rotular 6 tubos, uno para cada punto de la curva estándar.

S1, S2, S3, S4, S5, S6.

Acto seguido, preparar diluciones seriadas 1:2 para la curva estándar como se indica a continuación:

Pipetear 225 µl de Diluyente de muestra a todos los tubos.


Pipetear 225 µl de estándar no diluido (concentración del estándar = 8 ng/ml) en el primer tubo, etiquetado como S1, y mezclar (concentración del estándar 1 = 4 ng/ml).

Pipetear 225 µl de esta dilución en el segundo tubo, etiquetado como S2, y mezclar completamente antes de la siguiente transferencia.

Repetir la serie de diluciones 4 veces más de manera que se obtengan los diferentes puntos de la curva estándar (véase Figure 10).

Diluyente de muestra sirve como blanco.

Figure 10



4.5. Controles

Solubilizar añadiendo 300 µl de agua destilada al **controles** liofilizados **control** liofilizado. Permitir que el controles liofilizados se asiente durante 10-30 minutos. Vortear concienzudamente para asegurar una solubilización homogénea y completa. A partir de aquí, tratar el control de la misma forma que las muestras. El rango del control viene indicado en el certificado de calidad y en la etiqueta del vial. Almacenar el controles reconstituido y alícuotado a -20°C. Evitar ciclos repetidos de congelación y descongelación.

4.6. Adición de reactivos colorantes: **Colorante azul, Colorante verde**

Para ayudar a nuestros clientes a evitar errores durante el pipeteado de los ELISA de eBioscience, ofrecemos ahora una nueva herramienta para supervisar la adición de volúmenes incluso muy pequeños al pocillo de reacción al dotar de un color diferente a cada etapa del procedimiento ELISA.

Esta herramienta es opcional y no interfiere de ningún modo con los resultados del ensayo. Está diseñada para ayudar al cliente a realizar dicho ensayo aunque es un método omisible y cabe la posibilidad de seguir simplemente las instrucciones expuestas en el manual.

Como alternativa, se puede añadir a los reactivos las soluciones colorantes obtenidas de los materiales iniciales suministrados (**colorante azul, colorante verde**), conforme a las siguientes pautas:

- 1. Diluyente:** Antes de diluir el estándar y la muestra, añada el **colorante azul** diluido en proporción 1:250 (véase la tabla siguiente) al tampón consiguiente (1x) de acuerdo con el protocolo Después de añadir el **colorante azul**, siga las instrucciones del manual.

5 ml de Diluyente de muestra	20 µl de Colorante azul
12 ml de Diluyente de muestra	48 µl de Colorante azul
50 ml de Diluyente de muestra	200 µl de Colorante azul


- 2. Conjugado de HRP:** Antes de diluir el conjugado concentrado, añada el **Colorante verde** diluido en una proporción de 1:100 (véase la tabla siguiente) al Tampón de ensayo (1x) utilizado para la dilución final del conjugado. Después de añadir el **Colorante verde**, siga las instrucciones del manual: Conjugado de HRP.

3 ml de Tampón de ensayo (1x)	30 μ l de Colorante verde
6 ml de Tampón de ensayo (1x)	60 μ l de Colorante verde
12 ml de Tampón de ensayo (1x)	120 μ l de Colorante verde

5. Protocolo de Ensayo

- a. Diluya las muestras 1:60 con el Diluyente de muestra de acuerdo con el siguiente esquema:
10 µl de muestra + 590 µl de Diluyente de muestra
- b. Determine el número de tiras necesarias para analizar el número deseado de muestras y además añada las tiras para blancos y patrones (de color). Todas las muestras, estándares, blancos y las posibles muestras de control deben ser analizadas por duplicado. Retire del soporte las tiras sobrantes y consérvelas, junto con el desecante suministrado en una bolsa metalizada y cerrada herméticamente, a una temperatura de 2°-8° C. Coloque las tiras que contienen la curva de valoración en las posiciones A1/A2 a H1/H2 (véase la Table 7).
- c. Lave 2 veces las tiras con aproximadamente 400 µl de **tampón de lavado** por cada pocillo, aspirando completamente el contenido de los pocillos entre cada lavado. Permitir que el tampón de lavado permanezca en los pocillos durante **10-15 segundos** antes de su aspiración. Evite rayar la superficie de los pocillos. Tras el último lavado, golpee suavemente las tiras contra un papel absorbente o una toallita de papel para eliminar el exceso de tampón de lavado. Utilice las tiras inmediatamente después de lavadas o bien colóquelas boca abajo sobre un papel absorbente húmedo durante como máximo 15 minutos. **No deje secar los pocillos.**
- d. **Dilución de los Estándars en la placa multipocillo**
(Alternativamente, la dilución de los estándares puede ser preparada en tubos – véase 4.4.1)
Añadir 100 µl de Diluyente de muestra a todos los **pocillos estándar**. Pipetear 100 µl de **estándar** no diluido (véase Preparación del Estándar 4.4, concentración = 8.00 ng/ml) por duplicado en los pocillos A1 y A2 (véase Table 7). Mezclar el contenido de los pocillos A1 y A2 por repetidas aspiraciones y expulsiones del contenido con la pipeta (concentración del estándar 1, S1 =4.00 ng/ml), y transferir 100 µl a los pocillos B1 y B2, respectivamente (véase Figure 11). Llevar cuidado de no rascar la superficie interior de los micropocillos con la punta de la pipeta. Continuar este procedimiento 4 veces, formando dos filas de diluciones estándar del human sCD44std ordenadas des de 4.00 a 0.13 ng/ml. Descartar 100 µl de los contenidos de los últimos micropocillos (G1, G2) usados.

Figure 11



En caso de **una dilución estándar externa** (véase 4.4.1), pipetear 100 μ l de estas diluciones estándar (S1 - S6) en los pocillos correspondientes al estándar de acuerdo con la Table 7 .

- e. Añada 100 μ l **Diluyente de muestra** a los **pocillos del blanco**, por duplicado.
- f. Añada 80 μ l de **Diluyente de muestra** a los **pocillos con muestras**.
- g. Por duplicado, añada 20 μ l de cada **muestra** (diluida 1:60) a los **pocillos designados**.

Table 7

Tabla que describe un ejemplo de la disposición de los blancos, estándares y muestras en los micropocillos de las tiras:

	1	2	3	4
A	Estándar 1 (4.00 ng/ml)	Estándar 1 (4.00 ng/ml)	Muestra 2	Muestra 2
B	Estándar 2 (2.00 ng/ml)	Estándar 2 (2.00 ng/ml)	Muestra 3	Muestra 3
C	Estándar 3 (1.00 ng/ml)	Estándar 3 (1.00 ng/ml)	Muestra 4	Muestra 4
D	Estándar 4 (0.50 ng/ml)	Estándar 4 (0.50 ng/ml)	Muestra 5	Muestra 5
E	Estándar 5 (0.25 ng/ml)	Estándar 5 (0.25 ng/ml)	Muestra 6	Muestra 6
F	Estándar 6 (0.13 ng/ml)	Estándar 6 (0.13 ng/ml)	Muestra 7	Muestra 7
G	Blanco	Blanco	Muestra 8	Muestra 8
H	Muestra 1	Muestra 1	Muestra 9	Muestra 9

- h. Prepare la **conjugado de HRP** (véase la preparación de la conjugado de HRP 4.3.)
- i. Añada 50 µl la **conjugado de HRP** a todos los pocillos.
- j. Cubra la placa con una tapa e incúbela a temperatura ambiente (18°C - 25°C) durante 3 horas (en un agitador mecánico a 400 rpm, si es posible).
- k. Retire la tapa y vacíe los pocillos. **Lavar** los micropocillos de las tiras 3 veces de acuerdo al punto c del protocolo del test. Proseguir inmediatamente después al próximo paso.
- l. Pipetee 100 µl de **solución de sustrato TMB** y viértalos en todos los pocillos, incluidos los del blanco.

- m. Incube las tiras a temperatura ambiente (18°C - 25°C) durante aproximadamente 10 minutos. Evite la exposición directa a la luz intensa.

Deben monitorizarse los valores DO de la placa para detener la reacción del sustrato (véase el siguiente punto de este protocolo) antes de que deje de ser posible registrar correctamente los pocillos positivos.

La determinación del tiempo adecuado para el desarrollo del color, debe realizarse de forma individual para cada ensayo.

Se recomienda añadir la solución de parada cuando el estándar más alto presente un color azul oscuro. Alternativamente el desarrollo de color puede ser monitorizado con un lector de placas de ELISA a 620 nm. La reacción del sustrato debería ser parada cuando este estándar alcance una DO entre 0.9 y 0.95.

- n. Detenga la reacción enzimática pipeteando rápidamente 100 µl de **solución de parada** en cada pocillo, incluidos los del blanco. Es importante dispensar la solución de parada de forma rápida y uniforme en todos los pocillos para inactivar totalmente la enzima. Los resultados deben leerse inmediatamente después de añadir la solución de parada o, como máximo, en el plazo de 1 hora si las tiras se conservan a una temperatura entre 2 - 8°C en un lugar oscuro.
- o. Lea la absorbancia de cada pocillo en un espectrofotómetro utilizando 450 nm como longitud de onda principal (opcionalmente 620 nm como longitud de onda de referencia; los valores comprendidos entre 610 nm y 650 nm son aceptables). Utilizando los pocillos de blanco, haga el blanco del lector de placas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Determine la absorbancia de las muestras y de los human sCD44std.

Las muestras han sido diluidas 1:300, por tanto la concentración leída a partir de la curva estándar debe ser multiplicada por el factor de dilución (x 300).

Note: En caso de incubar sin agitar, los valores de D.O. pueden ser inferiores a los indicados más abajo. De todas formas los resultados siguen siendo válidos.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT ET MANUEL (Français)

1. Réactifs Fournis

1.1. Reactifs pour ELISA de human sCD44std BMS209/2CE (96 essais)

- 1 pochette en aluminium contenant **une plaque de microtitration** recouverte d'anticorps monoclonaux anti-human sCD44std
- 2 flacons (10 µl) de **conjugué HRP** anti-human sCD44std (anticorps monoclonaux anti-human sCD44std)
- 2 flacons (230 µl) d'**étalon** human sCD44std, 8 ng/ml
- 1 flacon de **contrôle élevé**, lyophilisé
- 1 flacon de **contrôle bas**, lyophilisé
- 1 flacon (60 ml) **diluant d'échantillon**
- 1 flacon (5 ml) **tampon d'essai concentré 20 x**
(PBS avec Tween 20 1% et de la sérumalbumine bovine 10%)
- 1 flacon (50 ml) de **tampon de lavage concentré 20 x**
(PBS avec du Tween 20 1 %)
- 1 flacon (15 ml) de **solution de substrat** (tétraméthyle-benzidine)
- 1 flacon (15 ml) de **solution d'arrêt** (acide phosphorique 1 M)
- 1 flacon (0.4 ml) de **colorant bleu**
- 1 flacon (0.4 ml) de **colorant vert**
- 2 **couvre-plaques** adhésifs

1.2. Reactifs pour ELISA de human sCD44std BMS209/2TENICE (10x96 essais)

- 10 pochettes en aluminium contenant **une plaque de microtitration** recouverte d'anticorps monoclonaux anti-human sCD44std
- 10 flacons (10 µl) de **conjugué HRP** anti-human sCD44std (anticorps monoclonaux anti-human sCD44std)
- 10 flacons (230 µl) d'**étalon** human sCD44std, 8 ng/ml
- 10 flacons de **contrôle élevé**, lyophilisé
- 10 flacons de **contrôle bas**, lyophilisé
- 10 flacons (60 ml) **diluant d'échantillon**
- 2 flacons (5 ml) **tampon d'essai concentré 20 x**
(PBS avec Tween 20 1% et de la sérumalbumine bovine 10%)
- 3 flacons (50 ml) de **tampon de lavage concentré 20 x**
(PBS avec du Tween 20 1 %)
- 10 flacons (15 ml) de **solution de substrat** (tétraméthyle-benzidine)
- 10 flacons (15 ml) de **solution d'arrêt** (acide phosphorique 1 M)
- 6 flacons (0.4 ml) de **colorant bleu**
- 6 flacons (0.4 ml) de **colorant vert**
- 10 **couvre-plaques** adhésifs

2. Instruction de Stockage

Conserver les réactifs du kit entre 2° et 8°C et les contrôles à -20°C. Immédiatement après l'utilisation, les réactifs doivent être rangés au frais (2° à 8°C), les contrôles à -20°C. La date de péremption du kit est spécifiée sur les étiquettes.

Le délai de péremption du kit ne peut être garanti que si les composants sont conservés correctement et si, en cas d'utilisation répétée d'un composant, le réactif n'a pas été contaminé lors d'une première utilisation.

3. Préventions de Sécurité pour l'Usage

- Tout réactifs doivent être considérés comme potentiellement dangereux. Pour cela il est recommandé que ce produit est utilisé que par des personnes ayant une qualification de laboratoire et qu'il soit utilisé à l'avenant au code GLP. Une tenue correspondante comme des une blouse de travail, des lunettes protectrices et des gants de travail doivent-être portés. Evitez tous contacts de réactifs avec la peau ou les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincez immédiatement avec de l'eau. Veuillez consulter tous conseils spécifiques dans les fiches de données de sécurité et/ou les les règles de sécurité.
- Les réactifs sont réservés exclusivement au diagnostique et non pas au thérapeutique.
- Evitez de mélanger et d'échanger les réactifs de lots différents et de provenance différents.
- Evitez l'utilisation des réactifs périmés (voyez étiquette).
- N'exposez pas les réactifs à la lumière pendant le stockage ou l'incubation.
- Ne pas pipeter avec la bouche
- Ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de manipulation de réactifs et d'échantillons.
- Evitez le contact de la peau et des muqueuses avec les réactifs.
- Pendant le travail avec les réactifs, utilisez des gants appropriés.
- Evitez le contact de substrats avec des métaux/oxydant.
- Evitez de gicler des liquides et la formation d'Aérosols.
- A fin d'éviter des contaminations avec microbes ou contaminations de réactifs et d'échantillons qui pourraient rendre le test sans valeur, veuillez utiliser des pointes de pipettes jetables.
- Utilisez des tubes appropriés pour dispenser le conjugué et le substrat.

- Toute exposition aux acides inactive le conjugué.
- Pour la préparation des réactifs de l'eau distillée ou déionisée doit être utilisée.
- La solution de substrat doit être rendue à température ambiante avant usage.
- Décontaminez et éliminez les échantillons et tous matériaux contaminés de manière comme si ils contenaient des germes de maladies infectieuses. La méthode préférée de décontamination est par l'autoclave pour au moins une heure à 121.5 °C.
- Traitez les déchets liquides non-acidiques tel que des déchets neutralisés par l'hypochlorite de sodium (concentration finale d'hypochlorite: 1,0%). Après 30 minutes la décontamination effective est atteinte. Les déchets liquides contenant de l'acide doivent être neutralisés avant la décontamination.

4. Préparation des Réactifs

Placer **les concentrés** de tampon à une température ambiante et diluer avant de commencer le test. Si des cristaux se sont formés dans les **concentrés de tampon**, chauffer doucement ces derniers jusqu'à fin de les dissoluer la dissolution des cristaux totale.

4.1. Tampon de Lavage (1x)

Verser tout le contenu (50 ml) du concentré de **tampon de lavage** (20x) dans un cylindre gradué propre de 1000 ml. Porter le volume final à 1000 ml avec de l'eau distillée ou déionisée dans un alambic en verre. Mélanger doucement pour éviter la formation de mousse.

Transférer tout dans une bouteille de lavage et conserver à une température comprise entre 2° et 25°C. Noter que le tampon de lavage reste stable pendant 30 jours.

Le tampon de lavage peut être préparé selon le tableau suivant:

Nombre de bandes	Tampon de lavage (20x) (ml)	Eau distillée (ml)
1 - 6	25	475
1 - 12	50	950

4.2. Tampon d'Essai (1x)

Bien mélanger le contenu de la bouteille. Ajouter le contenu du **tampon d'essai** concentré (20x) (5.0 ml) aux 95 ml d'eau distillée ou déionisée et mélanger doucement pour éviter la formation de mousse. Stocker le tout entre 2° et 8°C. Noter que le tampon d'essai reste stable pendant 30 jours.

Le tampon d'essai peut être préparé selon le tableau suivant :

Nombre de bandes	Tampon d'essai (20x) (ml)	Eau distillée (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

4.3. Préparation du conjugué HRP

Noter que le conjugué HRP doit être utilisé dans les 30 minutes qui suivent la dilution.

Diluer le conjugué HRP 1:50 juste avant l'utilisation en mettant 490 µl de Tampon d'essai (1x) dans le tube contenant le conjugué HRP concentré.

Le conjugué HRP doit être dilué une deuxième fois au 1:40 avec le Tampon d'essai (1x) juste avant l'utilisation dans un tube à essais en plastique propre.

Le conjugué HRP peut être préparé selon le tableau suivant :

Nombre de bandes	conjugué HRP pre-dilué (1:50) (ml)	Tampon d'essai (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

4.4. Étalon human sCD44std

Des **dilutions d'étalon** peuvent être préparées directement sur la plaque de microtitration (voir 5.d) ou comme alternative dans des tubes (voir 4.4.1).

4.4.1 Dilution d' étalon externe

Etiquetter les tubes 6, une pour chaque point d' étalon.

S1, S2, S3, S4, S5, S6

Puis préparer séries de dilutions 1:2 pour la courbe d' étalonnage de manière suivante: Pipeter 225 μ l de Diluant d'échantillon dans chaque tube.


Pipeter 225 μ l d' étalon non dilué (concentration d' étalon = 8 ng/ml) dans un premier tube marqué S1 et agiter (concentration d' étalon 1 = 4 ng/ml).

Pipeter 225 μ l de cette dilution dans un deuxième tube marqué S2, et mélanger soigneusement avant le transfert suivant.

Répetèr des séries de dilutions 4 fois pour créer les dilutions d' étalon pour la courbe d' étalonnage (voir Figure 12).

Diluant d'échantillon sert comme contrôle vide.

Figure 12



4.5. Contrôles

Solubiliser en ajoutant 300 μ l d'eau distillée diluant d'échantillon aux **contrôles** lyophilisés. Laisser reconstituer les contrôles pendant 10-30 min. Agiter doucement jusqu'à la dissolution complète et homogène. Traiter ensuite le contrôle comme les échantillons dans le test. Pour la gamme étalon référez au certificat d'analyse ou l'étiquette de l'ampoule. Conserver les contrôles reconstitués aliquotés à -20°C . Eviter la congélation et le dégel répété.

4.6. Ajout de réactifs colorants : colorant bleu, colorant vert

Pour permettre à nos clients d'éviter des erreurs de pipetage des Platinum ELISA de eBioscience, eBioscience propose désormais un nouvel outil qui permet de contrôler l'ajout de très petits volumes d'une solution dans la réaction en donnant des couleurs différentes à chaque étape du dosage par la méthode ELISA.

Cette méthode est facultative et n'altère en aucun cas les résultats de tests. Elle a été conçue pour aider le client à réaliser le test. Cependant, elle peut également être omise, conformément au guide d'utilisation.

Les solutions de teintes des stocks fournis (**colorant bleu, colorant vert**) peuvent être ajoutées aux réactifs conformément aux règles suivantes :

1. Diluant : Avant la dilution de l'étalon et de l'échantillon, ajouter le **Colorant bleu** à une dilution de 1:250 (voir le tableau ci-dessous) au tampon ou diluent (1x) conformément au protocole de test. Après l'ajout du **Colorant bleu**, suivre le guide d'utilisation.

5 ml Diluant d'échantillon	20 µl Colorant bleu
12 ml Diluant d'échantillon	48 µl Colorant bleu
50 ml Diluant d'échantillon	200 µl Colorant bleu

2. Conjugué HRP: Avant la dilution du Conjugué HRP concentré, ajouter le **Colorant vert** à une dilution de 1:100 (voir le tableau ci-dessous) au Tampon d'essai (1x) utilisé pour la dilution finale du conjugué. Après l'ajout du **Colorant vert**, suivre le guide d'utilisation : préparation Conjugué HRP.


3 ml Tampon d'essai (1x)	30 µl Colorant vert
6 ml Tampon d'essai (1x)	60 µl Colorant vert
12 ml Tampon d'essai (1x)	120 µl Colorant vert

5. Protocole de Test

- a. Prédiluer les échantillons avant que vous commencez la procédure du test. Diluer les échantillons à 1:60 avec du Diluant d'échantillon en utilisant le protocole de dilution suivant:
10 µl d'échantillon + 590 µl de Diluant d'échantillon
- b. Déterminer le nombre de barrettes de puits de microtitration nécessaires pour tester le nombre souhaité d'échantillons plus les barrettes nécessaires aux contrôles vides et aux étalons. Chaque échantillon, étalon, contrôle vide et contrôles doit être testé en double. Retirer les barrettes de microtitration inutiles du support et les stocker à 2°-8°C dans une pochette hermétiquement refermée, avec le dessiccatif fourni.
- c. Laver deux fois les barrettes de puits avec environ 400 µl de **tampon de lavage** pour chaque puits et en aspirant à fond le contenu des puits entre les lavages. Laisser le Tampon de lavage dans les puits pendant **10 - 15 secondes** avant l'aspiration. Veiller à ne pas rayer la surface des puits de microtitration.
Après le dernier lavage, vider les barrettes de puits et les tapoter sur un tampon absorbant ou une serviette en papier pour éliminer l'excès de tampon de lavage. Utiliser les barrettes de micropuits immédiatement après le lavage ou les placer renversées sur un papier absorbant pendant 15 minutes au maximum. **Ne pas laisser sécher les puits.**
- d. **Dilution d'étalon sur la plaque de microtitration** (Comme alternative des dilutions d'étalon peuvent être préparées dans des tubes –voir 4.4.1.)
Ajouter en double 100 µl de Diluant d'échantillon dans tous les **puits d'étalon**. Pipeter en double 100 µl d'**étalon** non dilué (voir Préparation d'étalon 4.4, concentration = 8.00 ng/ml) dans les puits A1 et A2 (voir Table 8). Mélanger bien le contenu des puits A1 et A2 par aspiration et ejection répétée (concentration d'étalon 1, S1 = 4.00 ng/ml), et transférer 100 µl dans les puits B1 et B2, respectivement (voir Figure 13). Veiller à ne pas rayer la surface des puits de microtitration. Continuer la procédure 4 fois en préparant deux séries de dilutions d'étalon human sCD44std, de 4.00 à 0.13 ng/ml. Eliminer 100 µl du contenu des derniers puits (G1, G2).

Figure 13

Transférer 100 µl



Dans le cas d'**une dilution d'étalon externe** (voir 44.24.4.1), pipeter 100 µl de ces dilutions d'étalon (S1 – S6) dans les puits de façon montrée dans Table 8.

- e. Ajouter 100 µl de **Diluant d'échantillon** dans tous les **puits de contrôle vide**.

Table 8

Exemple d'arrangement d'échantillons, d'étalons et de contrôles vides dans les barrettes de puits de microtitration.

	1	2	3	4
A	Étalon 1 (4.00 ng/ml)	Étalon 1 (4.00 ng/ml)	Échantillon 2	Échantillon 2
B	Étalon 2 (2.00 ng/ml)	Étalon 2 (2.00 ng/ml)	Échantillon 3	Échantillon 3
C	Étalon 3 (1.00 ng/ml)	Étalon 3 (1.00 ng/ml)	Échantillon 4	Échantillon 4
D	Étalon 4 (0.50 ng/ml)	Étalon 4 (0.50 ng/ml)	Échantillon 5	Échantillon 5
E	Étalon 5 (0.25 ng/ml)	Étalon 5 (0.25 ng/ml)	Échantillon 6	Échantillon 6
F	Étalon 6 (0.13 ng/ml)	Étalon 6 (0.13 ng/ml)	Échantillon 7	Échantillon 7
G	Contrôle vide	Contrôle vide	Échantillon 8	Échantillon 8
H	Échantillon 1	Échantillon 1	Échantillon 9	Échantillon 9

- f. Ajouter 80 µl de **Diluant d'échantillon** dans tous les **puits d'échantillon**.
- g. Ajouter 20 µl de chaque **échantillon** (prédilué 1:60), en double, dans **les puits d'échantillon**.
- h. Préparer du **Conjugué HRP** (se reporter à la préparation des réactifs Conjugué HRP 4.3).
- i. Ajouter 50 µl de **Conjugué HRP** dans tous **les puits**.

- j. Recouvrir avec un couvre-plaque et incuber à température ambiante (entre 18° et 25°C) pendant 3 heures, si possible sur un agitateur rotateur réglé à 400 tr/min.
- k. Retirer le couvre-plaque et vider les puits. **Laver** 3 fois les barrettes de puits de microtitration comme indiqué à point c de ce protocole. Utiliser les barrettes de micropuits immédiatement après le lavage.
- l. Pipeter 100 µl de **solution de substrat TMB** dans chaque puits, y compris les puits de contrôle vide.
- m. Incuber les puits de microtitration à température ambiante (entre 18 et 25 C) pendant environ 10 minutes. Éviter toute exposition directe à une source de lumière intense.

Les valeurs de densité optique au niveau de la plaque doivent être surveillées et la réaction du substrat stoppée (voir le point prochain) avant que les puits positifs ne soient plus correctement mesurables.

La durée de l'incubation pour le développement de couleur doit être déterminé pour chaque essai individuellement.

Il est recommandé d'ajouter la solution stop quand une couleur bleu sombre se développe à la concentration la plus haute de la gamme étalon. Une autre alternative consiste à suivre le développement de la couleur par lecteur ELISA à 620 nm. La réaction du substrat doit être arrêtée dès que la DO atteint 0.6 à 0.65.

- n. Arrêter la réaction enzymatique en pipetant rapidement 100 µl de **solution d'arrêt** dans chaque puits, y compris les puits de contrôle vide. Il est important que la solution d'arrêt soit répandue rapidement et uniformément dans les puits pour inactiver complètement l'enzyme. Les résultats doivent être lus immédiatement après l'ajout de la solution d'arrêt ou dans l'heure qui suit si les barrettes de microtitration sont conservées à l'obscurité entre 2 et 8 °C.

- o. Lire l'absorbance de chaque puits sur un spectrophotomètre avec 450 nm comme longueur d'onde primaire (éventuellement 620 nm comme longueur d'onde de référence; 610 à 650 nm sont acceptables). Mesurer le contrôle vide du lecteur de plaque conformément aux instructions du fabricant, en utilisant les puits de contrôle vide. Déterminer l'absorbance des échantillons et des human sCD44std.

Les échantillons ont été dilués 1:300 en cours de test. Pour cette raison, la valeur de concentration déterminée par la gamme étalon doit être multipliée par le facteur de dilution (x 300).

Note: Si la plaque n'est pas agitée pendant l'incubation, les valeurs de densité optique peuvent être inférieures aux valeurs indiquées plus haut. Néanmoins ces valeurs sont valables.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO E MANUALE (italiano)

1. Reagenti Forniti

1.1. Reagenti Forniti per human sCD44std ELISA BMS209/2CE (96 tests)

- 1 busta d'alluminio con **Piastra Micropozzetti rivestita** con anticorpo monoclonale anti human sCD44std
- 2 flaconcini (10 µl) di anticorpo **HRP-Coniugato** (anticorpo monoclonale human sCD44std)
- 2 flaconcini (230 µl) human sCD44std **Standard**, 8 ng/ml
- 1 flaconcino di **Controllo basso**, liofilizzato
- 1 flaconcino di **Controllo alto**, liofilizzato
- 1 bottiglia (60 ml) con **Diluyente del Campione**
- 1 flaconcino (5 ml) con **Tampone del Saggio concentrata 20x** (PBS con 1% Tween 20 e 10% BSA)
- 1 bottiglia (50 ml) con **Tampone di Lavaggio concentrato 20x** (PBS con 1% Tween 20)
- 1 flaconcino (15 ml) di **Soluzione Substrato** (tetrametilbenzidina)
- 1 flaconcino (15 ml) di **Soluzione bloccante** (acido fosforico 1M)
- 1 flaconcino (0.4 ml) **Colorante blu**
- 1 flaconcino (0.4 ml) **Colorante verde**
- 2 **Copripiastra** adesivi

1.2. Reagenti Forniti per human sCD44std ELISA BMS209/2TENGE (10x96 tests)

- 10 buste d'alluminio con **Piastra Micropozzetti rivestita** con anticorpo monoclonale anti human sCD44std
- 10 flaconcini (10 µl) di anticorpo **HRP-Coniugato** (anticorpo monoclonale verso human sCD44std)
- 10 flaconcini (230 µl) human sCD44std **Standard**, 8 ng/ml previa ricostituzione diluizione
- 10 flaconcini di **Controllo basso**, liofilizzato
- 10 flaconcini di **Controllo alto**, liofilizzato
- 10 bottiglie (60 ml) con **Diluente del Campione**
- 2 flaconcini (5 ml) con **Tampone del Saggio concentrata 20x** (PBS con 1% Tween 20 e 10% BSA)
- 3 bottiglie (50 ml) con **Tampone di Lavaggio concentrato 20x** (PBS con 1% Tween 20)
- 10 flaconcini (15 ml) di **Soluzione Substrato** (tetrametilbenzidina)
- 10 flaconcini (15 ml) di **Soluzione bloccante** (acido fosforico 1M)
- 10 flaconcini (0.4 ml) **Colorante blu**
- 10 flaconcini (0.4 ml) **Colorante verde**
- 10 **Copripietra** adesivi

2. Istruzioni di Conservazione

Conservare i reagenti del kit a 2°-8° C e i controlli a -20° C.

Conservare la piastra ELISA, il standard ed biotina coniugato o tutto il kit a -20° C, i rimanenti reagenti del kit devono essere conservati tra 2° e 8°C.

Subito dopo l'uso riporre i reagenti nel luogo di conservazione a 2°-8° C e i controlli a -20° C. La scadenza del kit e dei reagenti è indicata sulle etichette.

La data di scadenza dei componenti del kit può essere garantita solo se questi sono conservati correttamente e, in caso di uso ripetuto di un componente, il reagente non è stato contaminato durante la prima manipolazione.

3. Precauzioni per l'Uso

- Tutti i prodotti chimici vanno considerati come potenzialmente pericolosi. Raccomandiamo, perciò, l'utilizzo di questo prodotto solo da personale addestrato alle tecniche di laboratorio e che siano avvezze alle comuni pratiche di laboratorio. Indossare abbigliamento idoneo come camici, guanti ed occhiali. Attenzione ad evitare contatto con la pelle e gli occhi. Nel caso di contatto con pelle o occhi, immediatamente lavare con acqua. Consultare la scheda di sicurezza del prodotto per specifici consigli.
- I reagenti sono per uso in vitro diagnostico e non sono per uso terapeutico.
- Non mischiare tra loro reagenti di diversi lotti o provenienza.
- Non usare i kit dopo la data di scadenza.
- Non esporre i reagenti del kit, durante la conservazione e incubazione a forti fonti di luce.
- Non pipettare utilizzando la bocca.
- Non mangiare o fumare nell'area dove sono utilizzati i reagenti dei kit o i campioni.
- Evitare il contatto dei reagenti o campioni con la pelle o le mucose.
- Guanti di gomma o lattice dovrebbero essere sempre indossati quando si usano reagenti e campioni.
- Evitare il contatto tra il substrato del kit e agenti ossidanti e metallo.
- Evitare schizzi o produzione di aerosol.
- Per evitare contaminazione microbica o cross-contaminazione dei reagenti o dei campioni che invaliderebbero il test, usare sempre pipette e puntali mono-uso.
- Usare vaschette pulite e dedicate per la dispensare il reagente substrato.
- L'esposizione agli acidi inattiva il coniugato.

- Acqua distillata o de-ionizzata deve essere utilizzata per la preparazione dei reagenti.
- La soluzione di substrato deve essere portata a temperatura ambiente prima dell'utilizzo.
- Decontaminare ed eliminare i campioni e tutto il materiale potenzialmente contaminante perchè potrebbero contenere agenti infettanti. Il metodo preferito per la decontaminazione è l'autoclavaggio per minimo 1 ora a 121.5°C.
- Gli scarti liquidi, non contenenti acido e gli scarti neutralizzati possono essere mischiati con sodio ipoclorido in un volume finale di 1.0%. Lasciare minimo 30 minuti per l'effettiva decontaminazione. Scarti liquidi contenenti acido devono essere neutralizzati prima dell'aggiunta di sodio ipoclorido.

4. Preparazione dei Reagenti

Prima di cominciare con le procedure del test i **concentrati** dei tamponi devono essere portati a temperatura ambientale e diluiti alle concentrazioni adeguate. Se i **concentrati dei tamponi** presenta cristalli in sospensione, riscaldare lievemente i tamponi fino a ottenere la completa dissoluzione dei cristalli.

4.1. Tampone di Lavaggio (1x)

Versare l'intero contenuto (50 ml) del **tampone di lavaggio concentrato** (20x) in un cilindro graduato pulito da 1000 ml. Portare il volume finale a 1000 ml utilizzando acqua distillata o acqua deionizzata. Mescolare delicatamente per evitare la formazione di schiuma.

Trasferire il prodotto in una bottiglia pulita e conservare a temperature comprese fra 2°C e 25°C. Il tampone di lavaggio è stabile per 30 giorni.

Se necessario, è possibile preparare il tampone di lavaggio secondo la tabella seguente:

Numero di strip	Tampone di lavaggio (20x) (ml)	Acqua distillata (ml)
1 - 6	25	475
1 - 12	50	950

4.2. Tampone del Saggio (1x)

Versare l'intero contenuto (5 ml) del **tampone del saggio concentrato** (20x) in un cilindro graduato pulito da 100 ml. Portare il volume finale a 100 ml utilizzando acqua distillata o acqua deionizzata. Mescolare delicatamente per evitare la formazione di schiuma.

Conservare a temperatura compresa fra 2°C e 8°C. La soluzione tampone diluita è stabile per 30 giorni.

Se necessario, è possibile preparare la soluzione tampone secondo la tabella seguente:

Numero di strip	Tampone del saggio (20x) (ml)	Acqua distillata (ml)
1 - 6	2.5	47.5
1 - 12	5.0	95.0

4.3. HRP-Coniugato

Il HRP-Coniugato deve essere utilizzato entro 30 minuti dalla diluizione.

Diluire il **HRP-Coniugato** 1:50 subito prima dell'uso per l'aggiunta di 490µl di Tampone del saggio (1x) al tubo contenente la HRP-Coniugato concentrata. Mescolare bene il contenuto del tubo.

Fare una successiva diluizione 1:40 con Tampone del saggio (1x) in una provetta di plastica pulita o un contenitore per reagenti.

La seconda diluizione (1:40) della HRP-Coniugato può essere preparata, quando necessaria, seguendo la seguente procedura:

Numero di strip	HRP-Coniugato diluita (1:50) (ml)	Tampone del saggio (1x) (ml)
1 - 6	0.075	2.925
1 - 12	0.150	5.850

4.4. Human sCD44std Standard

La diluizione dello standard può essere fatto direttamente nella piastra (vedi 5.d.) oppure nei tubi (vedi 4.4.1).

4.4.1. Diluizione degli Standard esterni

Etichettare 6 tubi, uno per ogni punto dello standard.

S1, S2, S3, S4, S5, S6

Preparare diluizione seriali 1:2 per lo standard nel seguente modo:


Pipettare 225 ul di Diluente del campione nei tutti tubi.

Pipettare 225 μ l di standard non diluito (concentrazione dello standard = 8 ng/ml) nel primo tubo, etichettato S1, e mescolare (concentrazione dello standard 1 = 4 ng/ml).

Pipettare 225 μ l di questa diluizione nel secondo tubo, etichettato S2, mischiare accuratamente prima del successivo trasferimento. Ripetere le 4 diluizioni seriali in modo da creare i punti della curva di calibrazione (vedere Figure 14)

Diluente del campione serve come bianco.

Figure 14



4.5. Controlli

Solubilizzare aggiungendo 300 μ l di acqua distillata al **controlli** liofilizzati. Permettere ai controlli di riposare per 10-30 minuti. Agitare o mescolare delicatamente per assicurare una solubilizzazione completa ed omogenea. In seguito considerare il controllo allo stesso modo dei campioni del dosaggio. Per il range dei valori del controllo si rimanda al certificato di analysis o all'etichetta presente sulla fiala. Conservare i controlli ricostituiti in aliquote a -20°C. Evitare ripetuti cicli di scongelamento.

4.6. Aggiunta di reagenti coloranti: colorante blu, colorante verde

Per aiutare i clienti ad evitare errori di pipettamento con i kit Platinum ELISA, eBioscience offre ora una nuovo strumento che aiuta a controllare, mediante l'aggiunta di soluzione colorata, ciascuna fase della procedura ELISA.

Questa procedura è facoltativa, non interferisce in alcun modo con i risultati del test ed ha l'obiettivo di facilitare l'esecuzione del test da parte del cliente, ma può anche essere tralasciata seguendo semplicemente il libretto di istruzioni.

In alternativa, è possibile aggiungere ai reagenti le soluzioni coloranti incluse nel kit (colorante blu, colorante verde) attenendosi alle linee guida seguenti:

- 1. Diluente:** Prima di diluire il standard e il campione aggiungere il **Colorante blu** alla concentrazione di 1:250 (vedere la tabella seguente) alla soluzione tampone (1x) secondo il protocollo del test. Dopo l'aggiunta del **Colorante blu**, procedere secondo il libretto di istruzioni.

5 ml Diluente del campione	20 µl Colorante blu
12 ml Diluente del campione	48 µl Colorante blu
50 ml Diluente del campione	200 µl Colorante blu

- 2. HRP-Coniugato:** prima di diluire il HRP-Coniugato, aggiungere il **Colorante verde** alla concentrazione di 1:100 (vedere la tabella seguente) alla soluzione tampone utilizzata per la diluizione finale del coniugato. Procedere dopo l'aggiunta del **Colorante verde** secondo il libretto di istruzioni e la preparazione del HRP-Coniugato.

3 ml Tampone del saggio (1x)	30 μ l Colorante verde
6 ml Tampone del saggio (1x)	60 μ l Colorante verde
12 ml Tampone del saggio (1x)	120 μ l Colorante verde

5. Procedura del Test


- a. Diluire i campioni con Diluente del campione 1:60, secondo il seguente schema:
10 µl campione + 590 µl Diluente del campione
- b. Stabilire il numero di strip dei micropozzetti necessarie per analizzare la quantità desiderata di campioni più le strip per i bianchi e gli standard. Tutti i campioni, gli standard, il bianco e i campioni di controllo opzionali devono essere processati in duplicato. Rimuovere dal supporto le strip micropozzetti non utilizzate e conservarle nella bustina metallica contenente la polvere essiccante, mantenendole a 2°-8°C e perfettamente sigillate.
- c. Lavare due volte le strip micropozzetti utilizzando circa 400 µl di **tampone di lavaggio** per pozzetto, aspirando accuratamente il contenuto dei micropozzetti tra un lavaggio e l'altro. Permettere al tampone di lavaggio di rimanere, nei pozzetti, circa **10-15 secondi** prima dell'aspirazione. Evitare di scalfire la superficie dei micropozzetti.

Dopo l'ultimo lavaggio, asciugare le strip micropozzetti con un tampone o carta assorbente per rimuovere il tampone di lavaggio in eccesso. Utilizzare le strip subito dopo il lavaggio o sistemarle capovolte su carta assorbente umida per non più di 15 min. **Non lasciar asciugare i pozzetti.**

- d. **Diluizione dello standard in micropozzetti** (alternativamente la diluizione dello standard può avvenire in tubi – vedi 4.4.1)
Aggiungere 100 µl di Diluente del campione in duplicato a tutti i **pozzetti dello standard**. Pipettare 100 µl non diluito **standard** preparato (vedi preparazione dello standard 4.4., concentrazione = 8.00 ng/ml) in duplicato nei pozzetti A1 e A2 (vedi tabella 1). Mescolare il contenuto dei pozzetti A1 e A2 attraverso ripetute aspirazione ed iniezioni (concentrazione dello standard 1, S1 = 4.00 ng/ml) e trasferire 100 µl, rispettivamente, ai pozzetti B1 e B2 (vedere Figure 15). Fare attenzione a non graffiare la parte interna dei pozzetti. Continuare questa procedura per 4 volte, creando due colonne di standard in diluizione con concentrazione da 4.00 a 0.13 ng/ml. Buttare 100 µl del contenuto degli ultimi pozzetti (G1 e G2).

In caso di **diluizione esterna dello standard** (vedi 4.4.1) pipettare 100 μ l di queste diluizioni standard (S1 – S6) nei pozzetti degli standard come da tabella 1.

Figure 15



- e. Dispensare 100 μ l di **Diluyente del campione** in duplicato ai **pozzetti de bianco**.
- f. Dispensare 80 μ l di **Diluyente del campione** in duplicato ai **pozzetti dei campioni**.
- g. Dispensare 20 μ l di **campione** (diluito 1:60) in duplicato ai **pozzetti dei campioni**.

Table 9

Tabella rappresenta un esempio dell'organizzazione dei bianchi, standardi e campioni nei pozzetti:

	1	2	3	4
A	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Standard 1 (4.00 ng/ml)	Campione 2	Campione 2
B	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Standard 2 (2.00 ng/ml)	Campione 3	Campione 3
C	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Standard 3 (1.00 ng/ml)	Campione 4	Campione 4
D	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Standard 4 (0.50 ng/ml)	Campione 5	Campione 5
E	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Standard 5 (0.25 ng/ml)	Campione 6	Campione 6
F	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Standard 6 (0.13 ng/ml)	Campione 7	Campione 7
G	Bianco	Bianco	Campione 8	Campione 8
H	Campione 1	Campione 1	Campione 9	Campione 9

- h. Preparare la **HRP-coniugato** (consultare la sezione HRP-coniugato 4.3 sulla preparazione dei reagenti).
- i. Dispensare 50 µl di **HRP-coniugato** a ciascun pozzetto.
- j. Coprire con un copripietra e incubare a temperatura ambiente (18°-25°C) per 3 ore utilizzando, se disponibile, un vortex a 400 rpm.
- k. Rimuovere il copripietra e svuotare i pozzetti. **Lavare** le strip della pozzetti 3 volte come descritto in punto 5.c. del protocollo. Procedere immediatamente al punto successivo.
- l. Pipettare 100 µl di **soluzione substrato TMB** in tutti i pozzetti, inclusi quelli del blank.

- m. Incubare le strip a temperatura ambiente (18°-25° C) per circa 10 minuti. Evitare l'esposizione diretta a luci intense.

È necessario monitorare i valori O.D. a livello della piastra e interrompere la reazione del substrato (vedi il punto prossimo del protocollo) prima che i pozzetti positivi cessino di essere appropriatamente registrabili.

La determinazione del tempo necessario per lo sviluppo del colore dev'essere fatto per ogni singolo parametro.

Si raccomanda di aggiungere la soluzione di stop quando lo standard più elevato ha sviluppato un colore blu scuro.

Alternativamente lo sviluppo del colore può essere monitorato con un lettore ELISA a 620 nm. La reazione del substrato deve essere bloccata non appena viene misurato un valore delle OD di 0.9 - 0.95.

- n. Interrompere la reazione enzimatica pipettando rapidamente 100 µl di **soluzione bloccante** in ciascun pozzetto, inclusi i pozzetti del bianco. È importante che la soluzione bloccante si diffonda rapidamente e uniformemente attraverso i micropozzetti per inattivare completamente l'enzima. I risultati devono essere letti immediatamente dopo l'aggiunta della soluzione bloccante o entro 1 ora se le strip sono conservate in un luogo buio a 2°-8° C.
- o. Leggere l'assorbanza di ciascun micropozzetto su uno spettrofotometro che utilizza 450 nm come lunghezza d'onda primaria (620 nm come lunghezza d'onda di riferimento alternativa; valori da 610 nm a 650 nm sono accettabili). Azzerare il lettore della piastra secondo le istruzioni del produttore e utilizzando i pozzetti del bianco. Determinare l'assorbanza sia dei campioni, sia degli standard di human sCD44std.

I campioni sono stati diluiti 1: 300, quindi la concentrazione dalla curva standard risultante deve essere moltiplicata per il fattore di diluizione (x 300).

Note: In caso di incubazione senza agitazione i valori di densità ottica (O.D.) potranno essere più bassi di quanto indicato sotto. Tuttavia i risultati saranno da ritenersi validi.