



00-3218 500 mL  
Antibody Diluent  
Reagent Solution  
Lot No. See product label

00-3218 500 mL  
Antibody Diluent  
Reagent Solution  
Lot No. See product label

## ANTIBODY DILUENT SOLUTION

### INTRODUCTION

Antibody diluent is for diluting both primary and secondary antibodies, EXCEPT FOR THOSE ANTIBODIES CONJUGATED TO PEROXIDASE ENZYME, as  $\text{NaN}_3$  tends to diminish the activity of peroxidase.

### REAGENTS PROVIDED

Liquid. Contains PBS (pH 7.4), BSA, and 0.1%  $\text{NaN}_3$ .

### STORAGE

Store at 2-8°C.

### RECOMMENDED GUIDELINES FOR USE

Dilute concentrated primary antibody according or manufacturers specifications. Invitrogen antibody diluent may also be used for antibodies from other sources.

For in vitro diagnostic use. Not for human or animal therapeutic use.  
Uses other than the labeled intended use may be a violation of local law.

Authorized Representative for IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.

## ANTIBODY DILUENT SOLUTION

### INTRODUCTION

Antibody diluent is for diluting both primary and secondary antibodies, EXCEPT FOR THOSE ANTIBODIES CONJUGATED TO PEROXIDASE ENZYME, as  $\text{NaN}_3$  tends to diminish the activity of peroxidase.

### REAGENTS PROVIDED

Liquid. Contains PBS (pH 7.4), BSA, and 0.1%  $\text{NaN}_3$ .

### STORAGE

Store at 2-8°C.

### RECOMMENDED GUIDELINES FOR USE

Dilute concentrated primary antibody according or manufacturers specifications. Invitrogen antibody diluent may also be used for antibodies from other sources.

For in vitro diagnostic use. Not for human or animal therapeutic use.  
Uses other than the labeled intended use may be a violation of local law.

Authorized Representative for IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-3218 500 mL  
Disolvente para anticuerpos  
Solución de reactivo

## SOLUCIÓN DE DISOLVENTE DE ANTICUERPOS

### INTRODUCCIÓN

Este disolvente de anticuerpos se usa tanto para diluir tanto anticuerpos primarios como secundarios, EXCEPTO AQUELLOS ANTICUERPOS CONJUGADOS CON LA PEROXIDASA, puesto que  $\text{NaN}_3$  tiende a disminuir la actividad de la peroxidasa.

### REACTIVOS SUMINISTRADOS

Líquido. Contiene PBS (pH 7,4), BSA, y  $\text{NaN}_3$  al 0.1%.

### ALMACENAMIENTO

Conservar a una temperatura de entre 2°C y 8°C.

### DIRECTRICES DE USO RECOMENDADAS

Diluir anticuerpo primario concentrado según las instrucciones del fabricante. El disolvente de anticuerpos Invitrogen también puede utilizarse para anticuerpos de otros proveedores.

**SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE ESTE PRODUCTO, DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR LOCAL.**

Representante autorizado de IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-3218 500 mL  
Anticorps Diluant  
Solution de Réactifs

## SOLUTION D'ANTICORPS DILUANT

### INTRODUCTION

L'Anticorps diluant est pour diluer les anticorps primaires et secondaires, A L'EXCEPTION DES ANTICORPS CONJUGUES A UN ENZYME DE PEROXYDASE, car  $\text{NaN}_3$  tend à diminuer l'activité du peroxydase.

### REACTIFS FOURNIS

Liquide. Contient du PBS (pH 7.4), BSA, et 0.1%  $\text{NaN}_3$ .

### STOCKAGE

Garder à 2-8°C.

### DIRECTIVES D'UTILISATION RECOMMANDEES

Diluer l'anticorps primaire concentré selon les spécifications des fabricants. L'anticorps diluant Invitrogen peut être utilisé pour des anticorps d'autres sources.

**SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR CE PRODUIT CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

Représentant Autorisé pour IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-3218 500 mL  
Diluyente Anticorpi  
Soluzione Reagente

## SOLUZIONE DILUENTE ANTICORPI

### INTRODUZIONE

Il diluente Anticorpi serve a diluire sia gli anticorpi primari che secondari, AD ESCLUSIONE DI QUEGLI ANTICORPI CONIUGATI ALL'ENZIMA PEROSSIDASI

### REAGENTI FORNITI

Liquidi. Contiene PBS (pH 7,4), BSA, e 0,1% di NaN<sub>3</sub>.

### CONSERVAZIONE

Conservare a 2-8 °C.

### RACCOMANDAZIONI PER L'USO

Per la diluizione degli anticorpi primari concentrati seguire le indicazioni del produttore. Il diluente anticorpi Zymed può anche essere utilizzato per anticorpi provenienti da altre fonti.

**PER DOMANDE INERENTI IL PRODOTTO SIETE PREGATI DI CONTATTARE IL DISTRIBUTORE A VOI PIÙ VICINO.**

Rappresentante Autorizzato per IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.



00-3218 500 mL  
Antikörper Verdünner  
Reagens Lösung

## ANTIKÖRPER VERDÜNNER LÖSUNG

### EINFÜHRUNG

Antikörper Verdünner ist zur Verdünnung sowohl primärer als auch sekundärer Antikörper, AUSGENOMMEN JENER ANTIKÖRPER DIE MIT DEM PEROXIDASE ENZYM KONJUGIERT SIND, da NaN<sub>3</sub> dazu neigt, die Aktivität von peroxidase zu verringern.

### GELIEFERTE REAGENTIEN

Flüssig. Enthält PBS (PH 7.4), BSA, und 0.1% NaN<sub>3</sub>.

### LAGERUNG

Bei 2-8°C lagern .

### EMPFOHLENE BENUTZUNGSRICHTLINIEN

Konzentrierte primäre Antikörper entsprechend den Angaben des Herstellers verdünnen. Zymed Antikörper Verdünner kann auch für Antikörper aus anderen Quellen benutzt werden.

**SOLLTEN SIE IRGENDWELCHE FRAGEN ÜBER DIESES PRODUKT HABEN, MELDEN SIE SICH BITTE BEI IHREM ÖRTLICHEN VERTEILER.**

Bevollmächtigter Repräsentant für IVDD 98/79/EC: Invitrogen Ltd.  
Inchinnan Business Park  
3 Fountain Drive  
Paisley  
PA4 9RF  
UK

[www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)

Invitrogen Corporation • 542 Flynn Rd • Camarillo • CA 93012 • Tel: 800.955.6288

E-mail: [techsupport@invitrogen.com](mailto:techsupport@invitrogen.com)

PI003218

(Rev 05/09) DCC-09-0562

© 2007 Invitrogen Corporation. All right reserved. These products may be covered by one or more Limited Use Label Licenses (see the Invitrogen Catalog or [www.invitrogen.com](http://www.invitrogen.com)). By use of these products you accept the terms and conditions of all applicable Limited Use Label Licenses.