

NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer (for Bis-Tris Gels only) (20X) (500 ml)

(Novex®)

货号 **NP0001**

包装 **500 ml**

描述

The NuPAGE® MOPS SDS 电泳缓冲液(20X) (500 ml) 专门为使用 NuPAGE® Novex® Bis-Tris 凝胶分离中大分子蛋白而设计。

使用正确的缓冲液，优化蛋白分离效果 NuPAGE® MES SDS 电泳缓冲液和 NuPAGE® MOPS SDS 电泳缓冲液都可以用于 NuPAGE® Bis-Tris 凝胶中。蛋白在 MOPS 缓冲液中的迁移速度低于在 MES 缓冲液中的迁移速度

得到一致的，便捷和高品质的结果 预混的 NuPAGE® 缓冲液通过便捷的方式，来确保高品质的，一致性的电泳结果。所有的缓冲液都用高纯度试剂配制，并经过严格的质量控制。缓冲液是浓缩型的，在使用前只需用蒸馏水稀释即可。

仅供研究使用。不适用于动物或人类治疗或诊断。

详细说明

常用规格

pH:	pH 7.7
Gel Type:	SDS PAGE Gel
Buffer Type:	Running Buffers
Formulation:	50 mM MOPS, 50 mM Tris Base, 0.1% SDS, 1 mM EDTA, pH 7.7
Concentrated:	20 X
Product Size:	500 ml
Gel Compatibility:	NuPAGE® Bis-Tris Gels

Shipping Condition: Room Temperature

Regulatory Statement: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

内容和儲存

Contents: NuPAGE® MOPS SDS Running Buffer (20X)

Storage: +4°C to 25°C